

360°

Soluzioni per l'Odontoiatria.

Seguiteci nei



Un unico interlocutore
per tutte le attrezzature dello studio dentistico.




Una visione internazionale. *Una presenza capillare.*



Una volta costruivamo apparecchiature, oggi costruiamo valore per il mondo odontoiatrico, medicale e ospedaliero.

Molti dei nostri prodotti sono diventati nel tempo veri e propri simboli di qualità e successo nei vari settori dell'odontoiatria e della medicina. La profonda attenzione per gli aspetti tecnici e le caratteristiche innovative che di volta in volta abbiamo realizzato ci hanno spinti ad andare oltre. La vera eccellenza non era e non è nella perfezione tecnica, per quanto necessaria, ma nella capacità di un prodotto di integrarsi in un sistema organico di prodotti e servizi di creare valore e trasformarsi in una risorsa.

Linea
medicale
30%



Fatturato
Italia
50%

Linea
dentale
70%

Fatturato
estero
50%

Capire, condividere,
valorizzare.
Il nostro presente.

Un incremento significativo.

Sul quale continuare a puntare per diventare **punto di riferimento non solo in Italia ma anche all'estero.**



Una presenza internazionale con realtà radicate nel territorio.

- Francia
- Spagna
- Germania
- Turchia
- Polonia
- Russia
- Medio Oriente
- Asia



Cosa è un
TG Store?



Il **TG Store** è il suo punto di riferimento, sul territorio, il luogo nel quale potrà trovare e provare, tutta la gamma dei prodotti Tecno-Gaz.

I **TG Store** sono la selezione dei migliori distributori italiani che Tecno-Gaz ha scelto per lei.

Non si accontenti di un depliant, non acquisti le sue attrezzature "sulla carta".

Ne valuti le caratteristiche, ne provi l'ergonomia, ne misuri le prestazioni.

Tutto ciò sarà a sua disposizione nei **TG Store!**

Sfogli con attenzione le prossime pagine, poi vada sul sito www.tecnogaz.com per scoprire la vastità delle nostre soluzioni.



Poi ci contatti e le comunicheremo il **TG Store** più vicino a lei.



info 0521-8380



Dopo tanti anni di lavoro siamo diventati
una *realtà "globale" per il vostro studio.*



Soluzioni a 360°



Tecno-Gaz: azienda leader nel settore



Conosciamo il vostro mondo



Perchè questo catalogo?

L'obiettivo di studiare, progettare e produrre apparecchiature per il settore odontoiatrico, ospedaliero e medico in genere. La missione prioritaria è quella di sviluppare una serie di prodotti di alto livello qualitativo, con soluzioni e peculiarità tecniche esclusive ed evolute.

Tecno-Gaz.

L'unica che vi dà *soluzioni complete per l'odontoiatria*


Aree Operative: Primo Soccorso



Aree operative: Sedazione cosciente




Diagnostica: radiologia




Aree studio: insonorizzazione e comfort acustico



Impiantistica: Studio chirurgico polivalente



Aree studio: insonorizzazione e comfort acustico



Impiantistica: riuniti odontoiatrici



Aree Operative: sterilizzazione



Per la prima volta, *un mondo costruito attorno a te.*

Vi presentiamo lo studio completo *Tecno-Gaz.*



Tecno-Gaz è in grado di proporvi una serie di soluzioni per affrontare, gestire e ampliare l'operatività del vostro studio. Le nostre soluzioni sono degne di essere chiamate tali in quanto non si esauriscono con il fornirvi il singolo prodotto, ma portano con se una serie di servizi, capacità e competenze da parte di chi ve le propone.

Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova linea di prodotti della linea impiantistica. Si tratta di una serie completa di soluzioni ideate per accrescere l'operatività e quindi la redditività delle strutture odontoiatriche. Grazie alla lunga esperienza del settore abbiamo analizzato ogni ambiente dello studio, ogni dispositivo, abbiamo valutato ogni attività dello staff e ogni momento di contatto con il paziente al fine di ottimizzare il lavoro quotidiano e rendere il vostro tempo sempre più produttivo.



Rischio Biologico

Il concetto di prevenzione deve essere considerato un vero progetto culturale e strutturale, da costruire con competenza ed attenzione. Con Tecno-Gaz potete avere il programma più completo, razionale e sicuro in materia di sterilizzazione degli strumenti, nessuno può contare su soluzioni come le nostre, studiate per rendere sicura ogni attività e garantire il massimo risultato. Tecno-Gaz S.p.A. è in grado di mettervi a disposizione soluzioni per l'abbattimento delle infezioni aerogene e per la gestione e il trattamento delle acque, quest'ultimo è ormai un aspetto di importanza assoluta per ogni struttura medica.

Sterilizzazione strumenti

RACCOLTA



PULIZIA



Clean
Dispositivo per la pulizia degli strumenti

DISINFEZIONE CHIMICA



Artica
Vasche per disinfezione

DETERSIONE



Free
Vasche ad ultrasuoni

Procedure per la corretta sterilizzazione degli strumenti manuali



Clean
Dispositivo per la pulizia degli strumenti



Multisteril
Vasca multifunzione

Sistema multifunzione per la gestione del protocollo di sterilizzazione! Disinfezione, ultrasuoni sciacquo e asciugatura in un solo dispositivo.

Procedure per la corretta sterilizzazione degli strumenti rotanti



Clean
Dispositivo per la pulizia degli strumenti

3 **Ekstra Plus**
Manutenzione automatica di turbine e manipoli

Ekstra Plus è in grado di detergere/disinfettare e lubrificare selettivamente 2 turbine e 2 manipoli/contrangoli contemporaneamente in modo automatico.



Test di sterilizzazione

9 **Kit test di sterilizzazione**
Test, integratori, incubatori



Entra a far parte degli studi dentistici d'eccellenza con la tua pagina gratuita su:

www.trovailtuodentista.it

ASCIUGATURA

5

Free9
9L.



Unika
Asciugastrumenti

IMBUSTAMENTO

6



One
Sigillatrice

TRACCIABILITÀ

7



Traccia e Sterildocs
Tracciabilità e archiviazione

STERILIZZAZIONE

8



Autoclavi Tecno-Gaz

Multisteril CD
Liquido certificato



4



One
Sigillatrice

5



Traccia e Sterildocs
Tracciabilità e archiviazione

6



Autoclavi Tecno-Gaz

4



One
Sigillatrice

5



Traccia e Sterildocs
Tracciabilità e archiviazione

6



Autoclavi Tecno-Gaz

Depurazione acqua

10

Depurazione acqua
Pura Plus e Distiller

Sterilizzazione aria

11

Sterilizzazione aria
Sterilair

Rischio Biologico

8 Sterilizzazione

Europa B Pro

Art. 2040S
B Pro 24 • Art. 2041S

Europa B Evo

Art. 2033S2
B Evo 24 • Art. 2034S



EUROPA B EVO

18-24 lt.



EUROPA B PRO

18-24 lt.

9 Test di sterilizzazione



Kit test di sterilizzazione

- Test biologici
- Intergatori chimici
- Test fisici



B-Test Plus See Test

Incubatori biologici

10 Depurazione acqua

Pura Plus



Sistema ad osmosi

Gamma Onyx B

Tecno-Gaz ha sviluppato la nuova gamma autoclavi ONYXB, per far fronte a qualsiasi siano le vostre esigenze operativa. Flessibilità, adattabilità, modularità e risparmio sono i principi chiave attorno ai quali ruota il progetto ONYXB. Tutto questo senza rinunciare a qualità ed affidabilità, prerogative grazie alle quali Tecno-Gaz si afferma costantemente leader nel settore.



CONSUMO

CARICO



ONYX B 5.0 | 5 kg

ONYX B 7.0 | 7 kg

ONYX B 8.0 | 8 kg

11

Sterilizzazione aria

Distiller



Sistema di depurazione acqua

Sterilair Pro



360

Primo Soccorso

I prodotti di primo soccorso sono dispositivi salvavita, pertanto dotarsi di questi articoli è un dovere giuridico, etico e professionale. Avere conoscenze sui dispositivi di emergenza, vuol dire anche tutelare se stessi, il proprio prestigio e la propria professione, oltre a essere pronti ed idonei a salvare la vita di una persona. Tecno-Gaz S.p.A. ha strutturato il progetto primo soccorso. Un programma completo che vi aiuta ad organizzare la vostra struttura rendendola efficiente, conforme e pronta ad affrontare ogni emergenza.

1 Monitoraggio

Vital monitor

Monitor diagnostico



Vital Test

Pulsiossimetro



Air-Ox

Rianimatore con bombola di ossigeno



Monitor MD

Monitor multiparametro elettronico



Speedy2

Set di rianimazione


2 Ossigenazione

3 Defibrillazione

TecnoHeart Plus

Defibrillatore
semiautomatico

L'UNICO
DEFIBRILLATORE CON
CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE!



**Il dispositivo
salvavita!**

- Pronto all'uso (elettrodi preconnessi)
- Auto check interni
- Prodotto salvavita certificato
- Tasto selezione **funzione Adulto/ Bambino** integrata

E-POINT

Centro mobile
di primo soccorso



Entra a far parte degli studi
dentistici d'eccellenza
con la tua pagina gratuita su:

www.trovailtuodentista.it

Sedazione cosciente *Masterflux Plus*

La complessità degli interventi, e la maggior invasività ha determinato un sensibile allungamento delle sedute ed ha richiesto un nuovo modo di approccio al paziente. Grazie alla sedazione cosciente è possibile ridurre lo stress operatorio, incrementare la compliance del paziente e di conseguenza la produttività.

Migliore la vostra performance, maggior comfort per il paziente

Beneficio operativo: l'odontoiatra lavora con assoluta tranquillità operativa.

Benessere del paziente: il paziente sedato è collaborativo e in uno stato di benessere assoluto.

Sicurezza operativa: non ci sono pericoli e l'analgesia sedativa può essere tranquillamente utilizzata dall'odontoiatra senza la presenza di anestesista.



Le maschere nasali non sono più completamente in materiale silconico, ma **hanno una conchiglia centrale in polisulfone rigido trasparente, che permette la visibilità ed evita qualsiasi torsione garantendo una perfetta tenuta.** Il cuscinetto adattivo di tenuta e la forcina frontale assicurano un perfetto e stabile posizionamento, **evitando qualsiasi dispersione o perdita di gas.** **Tutte le parti della maschera nasale sono autoclavabili** e il raccordo centrale contiene le valvole di non ritorno.



Nessun intralcio operativo

I tubi di erogazione gas laterali potevano creare problemi operativi e intralcio alle normali attività odontoiatriche. IntelliFlux eroga i gas attraverso due tubi centrali che non interferiscono con le attività degli operatori.



IntelliFlux
DELIVERY SYSTEM

IntelliFlux è stato studiato per risolvere i problemi che da sempre tutti i circuiti maschere utilizzati per la sedazione presentano.



Elastico di sostegno posteriore per miglior fissaggio della mascherina al viso del paziente.



Raccordo con valvola di non ritorno per evitare dispersioni ed incrementare e velocizzare la performance di sedazione.



Nucleo: il blocco del circuito avviene grazie ad un nucleo in neoprene morbido ed adatto per tutte le persone.



Raccordo per fissaggio delle tubazioni al riunito

Salvaguarda la tua vista



con una lampada
scialitica odontoiatrica

Intensità luminosa fino a:
130.000 Lux

Temperatura colore:
4.500/5.000 K

Campo illuminato:
15 cm e 20 cm

Speciale per uso odontoiatrico




Perchè una lampada scialitica odontoiatrica?

L'illuminazione deve garantire la fedeltà delle informazioni visive trasmesse dalla zona di lavoro al chirurgo durante l'intervento, ma assicura anche una tutela dell'organo visivo.

Possibili danni visivi di una illuminazione tradizionale

Siccome la luce è il supporto della vista è necessario occuparsene dall'inizio della carriera, e non quando appariranno i problemi.

Investite sul vostro principale strumento
diagnostico: **i vostri occhi.**



Orion40 DS

Stativo
Art. LC003LRD

Parete
Art. LC001LRD

Soffitto
Art. LC002LRD

Soffitto con supporto
telecamera
Art. LC106LRD





illuminazione
parabolica indiretta



Doppio range di illuminazione

Il range di intensità luminosa della Lampada Orion 40DS cambia in base alle necessità dell'operatore:

- Funzione E-Dental Light: da 20.000 Lux a 55.000 Lux con funzione di General Practice Lamp.
- Funzione ORION Light: da 40.000 Lux a 130.000 Lux con funzione di Lampada Chirurgica.



Campo
illuminato **20 cm**

Campo
illuminato **15 cm**

L'unica lampada scialitica odontoiatrica!

Orion 40 DS è un'evoluzione della conosciuta Orion 40 dedicata alle esigenze cliniche dell'odontoiatra. Nasce la prima lampada scialitica specificatamente sviluppata per l'utilizzo odontoiatrico grazie alle misure fotometriche tarate sulle esigenze odontoiatriche: fuoco a 80 cm e campo illuminato di 15 cm, intensità luminosa fino a 130.000 lux e temperatura di 4500/5000 k. ORION 40 DS è la prima Lampada multifunzionale per la pratica odontoiatrica che grazie all'esclusiva tecnologia E-Dentalight (funzione riunito) passa alla funzione scialitica per chirurgia.

E-Dentalight

La funzione consente di sostituire l'illuminazione generata dalle tradizionali lampade da riunito. Questa esclusiva funzione permette di accendere due moduli e di regolarne l'intensità e la temperatura di colore.

Luce fredda

L'incremento dell'irraggiamento termico sul campo operatorio è proporzionale alla quantità ed alla potenza dei Leds impiegati. Tecno-Gaz, grazie al concetto di luce indiretta utilizza un ridotto numero di Leds.

Orion60



Intensità luminosa
fino a:
130.000 Lux

Temperatura
colore:
4.500/5.000 K

Diametro esterno
riflettore:
Ø 630 mm

Orion80



Intensità luminosa
fino a:
130.000 Lux

Temperatura
colore:
4.500/5.000 K

Diametro esterno
riflettore:
Ø 630 mm

Riuniti odontoiatrici TYGI



TYGI **B**

La poltrona modello B con meccanismo di sollevamento a pantografo garantisce un'ottima operabilità. Grazie al disegno rastremato del basamento rende piacevole ed efficiente il lavoro dello staff odontoiatrico.



I riuniti Tecno-Gaz TYGI sono gli unici che vi offrono il massimo della qualità indipendentemente dal modello che scegliete.



TYGI100B

TYGI100L

Nella scelta di un prodotto si possono valutare molti aspetti. Sicuramente trovare il prodotto che soddisfa le vostre esigenze è un aspetto fondamentale e irrinunciabile. I dettagli fanno la differenza e determinano un prodotto unico e di qualità. Avere la possibilità di scegliere è sempre meglio che doversi adattare, e Tecno-Gaz vi dà la possibilità di farlo. La logica con la quale scegliete il vostro riunito deve rispondere alle vostre esigenze operative. Ed è per questo che vi diamo la possibilità di decidere l'allestimento che meglio si adatta alle vostre necessità.

TYGI ^L

La poltrona modello L con meccanismo di sollevamento verticale offre una grande facilità di accesso all'operatore ed allo staff e grazie ad una superficie di appoggio a terra, ridotta al minimo, rende l'ambiente facilmente igienizzabile.



TYGI300B

TYGI300L

TYGI500B

TYGI500L

Kyri elemento vincente

Molto più di una poltrona

La perfetta combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona di un riunito odontoiatrico. Kyri rappresenta il nucleo attorno al quale costruire il proprio ambiente di lavoro ideale. I suoi 5 assi di movimento oltre al poggiatesta orbitale 3D esprimono un livello di flessibilità unico nel suo genere. Kyri è la perfetta combinazione fra un lettino operatorio ed una poltrona di un riunito odontoiatrico.

Tecnologia all'avanguardia

- Articolazioni complesse multiasse
- Sistemi antisvestimento
- Sistemi di aspirazione integrati
- Pedaliera Wireless
- Integrazione totale con gli altri dispositivi della sala
- Poggiatesta orbitale
- Sistemi di stabilizzazione



Scegliete il meglio
Per voi e per i vostri pazienti

Schienale avvolgente

Angoli smussati per la massima accessibilità del campo operatorio

3D LOCKSYSTEM

Poggiatesta orbitale 3 assi

Negli interventi di chirurgia odontoiatrica il posizionamento corretto della testa del paziente è fondamentale per aiutare lo staff odontoiatrico a lavorare nel migliore dei modi possibili.



Escursione poggiatesta orbitale (200 mm)



Per lavorare meglio

Una posizione migliore e meno stress muscolare al paziente si traducono in più facilità per voi nel praticare il vostro lavoro.

Infinite posizioni su 5 assi

Kyri vi supporta in ogni situazione. Grazie ai suoi 5 assi di movimento può assumere tutte le posizioni necessarie all'operatività convenzionale ed anche a situazioni impreviste o insolite.



Odontoiatrica

Kyri nata per:

- ✓ Rendere migliore la qualità del vostro lavoro
- ✓ Accogliere il paziente e garantirgli il massimo comfort
- ✓ Dare un valore aggiunto al vostro studio

4 Elementi separati per il massimo confort del paziente: **testa, tronco cosciale, gambale.**

Gambale articolato



Rail laterale

Meccanismo "anti-vestimento"

Personalizzala come vuoi!
Scegli tra i colori disponibili.



Kyri Cart

Molto più di un riunito

Possibilità di configurazione e flessibilità operativa grazie a Kyri Cart. Cinque slot per strumenti e controllo totale del set-up di Kyri per memorizzare e richiamare le vostre posizioni preferite.



Kyri Water Unit

Perfetto nel tuo studio!

Il complemento ideale che rende multifunzionale lo studio integrato Kyri è Kyri Water Unit. Consente il risciaquo e permette la gestione dell'aspirazione chirurgica grazie alla tavoletta portacannule allestita con 2 cannule. Kyri Water Unit è elemento di congiunzione con i sistemi di aspirazione dello studio. La struttura telescopica si adatta all'ergonomia operatoria e consente di riporre Kyri Water Unit sotto i piani di lavoro.

Posizioni anti-shock e d'emergenza

Ortopnoica o semiseduta

Trendelemburg

Fowler

Altezza variabile



Smart Trolley

Tecno-Gaz ha creato il concetto SMART TROLLEY, cambiando ciò che pareva immutabile. SMART TROLLEY sono una rivoluzione copernicana, non solo perchè innovano completamente un settore, ma cambiano di fatto l'identità e il ruolo di un importante componente della struttura odontoiatrica. "IL MOBILE" non è più un solo componente di valorizzazione visiva della struttura, ma diviene elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, trasformandosi in un tassello attivo nelle pratiche di lavoro quotidiano.

È ARRIVATO IL
MOMENTO DI
RENDERE OPERATIVO
IL VOSTRO STUDIO



- ✓ Nati per rendere il lavoro facile e produttivo
- ✓ Da contenitore a dispositivo operativo al 100%
- ✓ Adatto a tutti gli studi: facilmente integrabili e configurabili



Più le unità
di servizio

Dispenser
materiale
usa e getta



Lavabo



*Vi sembrano solo mobili? **Provate a guardare meglio....***

Vi presentiamo la vostra nuova
equipe. La più operativa di sempre!



Infinite configurazioni



80+
Più di 80 configurazioni possibili



Smart Trolley
Intraoperatorio



Ogni area operativa ha necessità di mettere a disposizione dell'operatore quanto serve, ripetutamente e indipendentemente. Tutto ciò trova il suo spazio nello SmartTrolley Intraoperatorio che a riposo cela al suo interno tutto quanto, mentre quando è in assetto operativo, cioè estratto dal suo box, diventa un strumento indispensabile.



Smart Trolley
Elettromedicale



La quantità di strumenti elettromedicali che lo staff odontoiatrico utilizza durante gli interventi odontoiatrici è rilevante. La soluzione è Smart Trolley Elettromedicale che con il suo sistema di alimentazione centralizzato, la sua modularità e la possibilità di accogliere ingombranti pedaliere di comando, diventa elemento di snodo funzionale ed organizzativo indispensabile.



Smart Trolley
Postoperatorio



Per ridurre i tempi e rendere razionale la gestione dei rifiuti e del materiale contaminato abbiamo sviluppato Smart Trolley Postoperatorio che grazie alla sua vasca di decontaminazione incorporata ed agli scomparti di raccolta differenziata rappresenta l'hub di raccolta e smistamento del materiale infetto.

Radiologia Extraorale 2D e 3D

Come orientarsi nella tecnologia considerando le proprie necessità e le opportunità di mercato. Tecno-Gaz, interlocutore unico per tutte le vostre esigenze.

▶ Panoramici 2D
▶ Panoramici 3D



Panoramico 2D, strumento diagnostico indispensabile per ogni studio dentistico.

Pax-i 2D *Eth*

Il Panoramico 2D eth è un dispositivo di elevata tecnologia, indispensabile per ogni studio, di semplicissimo utilizzo, completamente guidato. Assicura una acquisizione totale delle arcate dentali e delle strutture ossee adiacenti. Grazie al grande numero di proiezioni disponibili rappresenta lo strumento di elezione per la diagnostica intercettiva. Un esame fondamentale e preventivo per qualsiasi cura odontoiatrica. Questo sistema può anche essere dotato di sistema di teleradiografia, per l'acquisizione di immagini del cranio, richieste per attività di ortodonzia.



Low
Emission
Green Technology



Entra a far parte degli studi
dentistici d'eccellenza
con la tua pagina gratuita su:
www.trovailtuodentista.it



TECNO-GAZ
INDUSTRIES

Riduzione della dose
Riduzione dei tempi
Massimo comfort del paziente

Anatomical
MultiAFOV 

Emissioni -50%
1click 2scan: 2D/3D



Emissioni -80%
Scansione HD in 5,9 sec.

Pax-i 3D^{GT} Smart

Nuova tecnologia per un prodotto unico nel suo genere. Grazie alla rivoluzionaria funzione AFOV (Anatomical Field Of View), Pax-i 3D Smart è in grado di generare un movimento anatomico di acquisizione del volume. Questo consente di ottenere il massimo risultato diagnostico con il minimo volume possibile.

Pax-i 3DST Green

Il sistema Pax-i 3D Green ST, è un dispositivo MultiFov che coniuga la ridotta emissione di radiazioni con la semplicità d'uso. Uno strumento altamente professionalizzante per un livello di qualità diagnostica di altissimo profilo.

Pax-i 3D Green

Il sistema Pax-i 3D Green, è un dispositivo 3 in 1, che racchiude tre evolute tecnologie al servizio del vostro studio. Tutte le soluzioni adottate vengono gestite con sistemi computerizzati, che ne facilitano l'utilizzo e rendono questo straordinario prodotto altamente tecnologico.

Diagnostica radiografica intraorale

Radiografico endorale

Sensori intraorali

Scanner fosfori

New

L'innovativo sistema di imaging endorale a raggi X, accomuna un *design sofisticato ed elegante, con un elevatissimo livello di prestazioni.*

EzRay P



Immagini perfette

Grazie alla sua macchia focale di 0.4mm, il EzRay fornisce un'immagine con risoluzione molto più elevata necessaria per una diagnosi di alto livello. Che si tratti di pellicola, sensore ai fosfori o sensore diretto digitale è sempre possibile acquisire le migliori informazioni dall'immagine.

Design ergonomico e struttura stabile

Sviluppato per l'utilizzo quotidiano studio dentistico, Ez Ray P, coniuga una grande maneggevolezza data dal braccio perfettamente bilanciato e una superiore stabilità, data dalla superiore cura costruttiva. La testa radiogena, di piccole dimensioni, permette di effettuare esami diagnostici di alta precisione nella massima comodità di posizionamento.

Design Elegante e sofisticato

Studiato per integrarsi perfettamente nei moderni studi dentistici, Ez Ray P, è caratterizzato da un design pensato per ridurre l'impatto percettivo sul paziente, esso infatti riduce lo stress e la paura.


EzSensor



Spessore contenuto

Semplicità d'uso e qualità d'immagine.

Linea compatta e angoli smussati per garantire la completa comodità del paziente e un suo facile posizionamento. Tali caratteristiche ergonomiche del sensore sono in grado di offrire un'ottima acquisizione dell'immagine.



<p>Ridurre <i>Il disagio al paziente</i></p>	<p>Aumentare <i>La produttività del vostro staff</i></p>	<p>Aumentare <i>L'accuratezza della diagnosi</i></p>
<p>Canini mandibolari Molari mandibolari</p>	<p>Semplificare il posizionamento in zone difficili Evitare pressione insufficiente Evitare ripetizione</p>	<p>Stomatopatia dell'area apicale Carie interprossimali</p>



EzSensor Soft

Preview



Flessibile

Un sensore intraorale morbido che rivoluziona il vostro modo di lavorare.

Grazie alla flessibilità e agli angoli arrotondati, l'utilizzo del sensore intraorale sarà una pratica semplice per voi e indolore per i vostri pazienti. Non incapperete nel rischio di diagnosi errate o immagini di insufficiente qualità.

DeltaScan PHR Plus

Scanner fosfori compatto e completamente automatico.

- Ergonomico e di piccole dimensioni
- Scansioni ad alta risoluzione in tempi ultra-rapidi
- Cancellazione lastre automatica
- Software incluso facile e potente
- Massimo valore per ogni attività odontoiatrica

Sedute ortopediche professionali *ErgoSeat e ErgoSeatPLUS*

Le sedute utilizzate dagli operatori in odontoiatria, sono una componente importante per l'ergonomia operativa, per questo devono permettere di avere una perfetta ergonomia corporea. **Infatti una buona ergonomia evita danni che possono causati da comportamenti non corretti conseguenti all'utilizzo di tecnologie inadeguate.**

ErgoSeat

Sistema con movimento compensato fra seduta e schienale, che permette di assumere sempre una postura attiva ed evitare problemi posturali.



Articolazione
automatica
seduta/schienale



La conformazione della seduta ERGO SEAT è determinata da un attento studio ortopedico. La particolare conformazione a sella (solex bike style) facilita il lavoro ad operatori diversi rendendo l'utilizzo di ERGO SEAT anche a persone con conformazioni fisiche differenti.

ErgoSeatPLUS

Le sedute ortopediche **ERGOSEAT plus**, sono la massima espressione dell'ergonomia e della sicurezza degli operatori.

Grazie al suo sistema automatico di compensazione posturale, l'operatore è costantemente in una posizione attiva. La forma particolare della seduta antiprostata evita di caricare il peso del corpo sulla zona prostatica per l'uomo e su quella genitale e perineale per entrambi i sessi. **Il peso viene caricato sui glutei e sulle tuberosità ischiatiche, evitando ogni carico sulla zona genitale.**

Lo schienale ha una conformazione realizzata per essere anche un comodo appoggia avambraccio in modo da rendere ogni movimento senza carico muscolare.



ERGOSEAT plus è stato realizzato per essere utilizzato in entrambi i sensi di seduta. Sedendosi con il busto rivolto verso lo schienale si potrà utilizzarlo e lavorare scaricando tutto il carico pettorale sullo schienale, riducendo così i carichi dorsali.

ERGOSEAT plus è la vera seduta ergonomica, antistress che vi permetterà di aumentare la vostra efficienza tutelando nel modo migliore la vostra struttura corporea muscolo scheletrica.

Comfort acustico negli ambienti odontoiatrici

L'ambiente odontoiatrico coniuga più tipologie di aree operative, alcune cliniche ed altre extra cliniche. In ognuna di esse i pazienti sono sottoposti a stimoli sonori differenti, in grado di condizionarne in modo evidente lo stato psicofisico. **Una corretta gestione del livello sonoro nello studio odontoiatrico, offre al professionista l'opportunità di controllarne gli effetti** migliorando il benessere dei pazienti incrementando l'efficienza e la produttività degli operatori.

Pannelli fonoassorbenti con installazione di luci a led.



Pannelli fonoassorbenti
Noisegate

Riduzione stress
Benessere psicofisico
Privacy

NOISEGATE *Plus*

Materiale fonoassorbente
Melamina

Il comfort acustico nelle
aree extra-cliniche.

NOISEGATE

Materiale fonoassorbente
Whisper

Il comfort acustico nelle
aree cliniche.

NoiseGate Melamina: ideale per applicazioni all'interno di aree ambulatoriali extracliniche (sala accoglienza, corridoi, break room, uffici, sala relax post operatoria).

NoiseGate Whisper: ideale specificatamente per trattare ambienti ambulatoriali clinici anche in presenza di aerosol od umidità.

Set procedurali personalizzati Dalla chirurgia di base a quella più avanzata

**100% SICUREZZA
MEDICO - PAZIENTE
OBIETTIVO RAGGIUNTO**



**Più sicurezza e praticità
nella preparazione
dell'ambiente operatorio.**

**La nostra storia parla da sempre di qualità e
innovazione nella lotta al rischio di infezioni**

Il set procedurale personalizzato è l'insieme dei dispositivi medici monouso assemblati in base a specifiche richieste dello staff medico, per rispondere in modo adeguato alle necessità e alle caratteristiche dei vari protocolli chirurgici.

Attraverso la personalizzazione del set procedurale si ottimizzano tempi e costi di lavoro, concedendo più tempo alla cura del paziente.



Contatta un nostro specialista ad
info@omniaspa.eu
per ricevere un campione gratuito

www.omniaspa.eu

OMNIA[®]
Disposable Medical Devices

OMNIA S.p.A. Via F. Delnevo, 190 - 43036 Fidenza (PR) Italy
Tel. +39 0524 527453 - Fax +39 0524 525230
Partita IVA IT 01711860344 - R.E.A. PR 173685
Capitale Sociale € 200.000,00

MONOUSO
per vocazione

AJSIA[®]
dental solution

Articoli monouso di alta qualità

Distribuito in esclusiva da:

BERTOZZI S.r.l.
Via Filagni, 2 - 43044 Collecchio (Parma)

T.: +39.0521.804454
E: +39.0521.804465

www.ajsia.com
info@ajsia.com



2016 *inizia un anno*
incredibile *grazie all'operazione*

VALORE SICURO TECNO-GAZ + SUPERAMMORTAMENTO

PREZZO DI LISTINO

- SUPERAMMORTAMENTO
- VALORE SICURO TECNO-GAZ

è come pagare **ONYX**

A PARTIRE
DA SOLI

990*



PREZZO DI LISTINO

- SUPERAMMORTAMENTO
- VALORE SICURO TECNO-GAZ

è come pagare **TYGI**

A PARTIRE
DA SOLI

3.990*



PREZZO DI LISTINO

- SUPERAMMORTAMENTO
- VALORE SICURO TECNO-GAZ

è come pagare **Pax-i2D**

A PARTIRE
DA SOLI

4.990*



ACQUISTA ORA
E DETRA IL **140%**

*Calcolo effettuato considerando 5° scaglione fiscale +
* pagamento leasing 48 mesi + VALORE SICURO Tecno-Gaz*

2016
GRANDE OPERAZIONE
INVESTIMENTI
SICURI



Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com



* M T G Z D O O 9 0 *

Tutti i diritti sono riservati a Tecno-Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno-Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.