



KyriEvo

**Die Lösung für einen
multidisziplinären OP-Raum**



KyriEvo

Multidisziplinärer integrierter OP-Raum



Quality & Design
MADE IN ITALY

Lösungen für die Steuerung der verschiedenen Bereiche der Zahnarztpraxis.


Bereich digitaler Abläufe


Anforderung

Effiziente Steuerung des Austauschs von Informationen, Erleichterung der Anforderungen der Diagnosephase und der Herstellung von Produkten.

Lösungen

Umsetzung von integrierten Technologien und flexiblen Betriebsstrukturen.





Sterilisationsbereich

Anforderung

Produktivität durch Verringerung der Ausfallzeiten und Zuweisung von Personal für höherwertige Tätigkeiten.



Lösungen

Einführung von den schnellen Sterilisationszyklen FAST mit Unterstützung von Autoklaven der neuen Generation und Multifunktionsbehältern.



Multifunktionaler Praxisbereich

Anforderung

Gewährleistung der Flexibilität bei der Verfügbarkeit von Instrumenten und bei der Verwaltung des Reinigungs-/Schmutzzyklus.



Lösungen


Kyri Evo
Kyri Cart
Smart Trolley Evo
Kyri Bridge

Betriebliche Flexibilität in der Zahnarztpraxis.

Ergonomie

Multidisziplinarität

Organisation




Technologie.

Kyri Evo ist die flexible Lösung, die alle Anforderungen der modernen Zahnarztpraxis erfüllt.



Kyri Evo: Das Herzstück der Multidisziplinarität.

Ein multifunktionales System, das sich an Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen lässt.



Kyri Evo. Positionen.

Sitzposition



Fowler



Trendelenburg



Chirurgische Tischposition

Einstellbare Höhe
von 50 bis 81 cm



Integriertes System.



Empfang

Chirurgie

Endodontie

Hygiene

Notfall

Implantologie

Prothetik

Kyri Evo: Einzigartige Spezifikationen.

**Befestigungsschienen für die
Armlehnen und das Zubehör**
(abnehmbare Schienen auf Anfrage)

Absaugarm



Bein-Sicherheitsperre

**Vom Bediener
programmierbarer Speicher**
für die automatische
Positionierung des Stuhls



**Schlankere
Rückenlehnenstruktur:**
erleichtert das Positionieren
der Beine des Zahnarztes

Der multifunktionale chirurgische Stuhl

Der Stuhl Kyri Evo wurde auf der Grundlage der Hinweise und Rückmeldungen von führenden Zahnchirurgen und Implantologen konzipiert, entwickelt und hergestellt, Fachleute, die sich täglich mit ergonomischen Problemen, hygienischen Auflagen und Patientenstress auseinandersetzen. 4 Motoren ermöglichen eine individuelle Anpassung der Position für mehr Patientenkomfort.

**Pädiatrische
Kopfstützenposition**
mit Sitzerrhöhung



**Kyri Evo ist in 20 neuen
Farben** mit Memory- und
Standard-Polsterung
erhältlich



**Umhüllende
Rückenlehne** für Arm-
und Lendenwirbelstütze

Nahtlose Polsterung
für maximale Hygiene

Erhöhter Beinbereich

3D-Kopfstütze

Die orbitale Kopfstütze
bietet dem Patienten
Komfort bei
lateralen Eingriffen



Mindesthöhe 50 cm, die den
Zugang auch für Patienten
mit eingeschränkter Mobilität
erleichtert

Neuer Absaugarm

Beidhändiger Einsatz,
Möglichkeit der Aufnahme
von bis zu 3 Instrumenten.
Leicht zugänglicher Filter
zum Reinigen. Wandmontierte
Version verfügbar.



**Abnehmbare
und drehbare
Armlehne**



Kyri Evo: Das professionelle Image Ihrer Praxis.


Der chirurgische Stuhl, der den
spezifischen Anforderungen jeder
zahnmedizinischen Disziplin entspricht.



Ideal für alle

Kyri Evo ist die ideale Wahl für alle Zahnärzte und Dentalfachleute. Vielseitig, ergonomisch und integriert, übertrifft Kyri Evo alle Erwartungen, indem er eine optimale Arbeitserfahrung bietet, die weit über die der klassischen Behandlungseinheit hinausgeht. Kyri Evo ist die beste Wahl für moderne Zahnarztpraxen, die ihre Leistung optimieren wollen, indem sie ihre Vorgehensweise ändern.


Kyri Evo: Betriebsergonomie.



Komfort und Ergonomie für das zahnärztliche Personal

Der Kyri Evo Behandlungsstuhl wurde mit besonderem Augenmerk auf die Betriebsergonomie und den Patientenkomfort entwickelt. Mit einstellbaren Funktionen und einer breiten Palette von Positionen sorgt er für eine optimale Körperhaltung des Zahnarztes und ein komfortables Erlebnis für den Patienten. Die verbesserte Ergonomie trägt auch dazu bei, die Ermüdung des Fachpersonals bei langen Behandlungen zu verringern und gleichzeitig Effizienz und Präzision zu gewährleisten.

Das Optimum an Ergonomie für Höchstleistungen.



Alles in Sichtweite.

Kyri Evo verändert das Konzept des Arbeitsplatzes radikal. Der Zahnarzt kann sich im Operationsmodus positionieren, ohne seine Aufmerksamkeit vom Mund des Patienten abzuwenden, und verfügt über alle notwendigen Instrumente mit Bewegungen der ersten, zweiten und dritten Klasse.

Kyri Evo: Arbeit mit vier oder sechs Händen.



Maximale Bewegungsfreiheit ohne Einschränkung.

Die extreme Zugänglichkeit rund um den Kyri Evo Behandlungsstuhl ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, ob mit 4 oder 6 Händen. Mithilfe von Kyri Cart, Smart Trolley Evo und Kyri Bridge, wird die Arbeit besonders einfach.

Die Kyri Evo Lösung. Der multidisziplinäre OP-Raum.

Kyri DSS

Chirurgische Absaugung



Kyri Cart

Chirurgischer Cart



KyriEvo



ErgoSeat

Professioneller orthopädischer Sitz






ST Evo
SMART TROLLEY

Smart Trolley Evo

Professionelle Möbelserie
für die Zahnmedizin



Orion Reihe

LED Lampen für den Dentalbereich



Orion DS



Orion Tech



Orion Light




Kyri Bridge

Brückentisch



Die Kyri Evo Lösung. Die Organisation des Arbeitsbereiches.



Kyri Evo solution.

Die Steuerung der Abläufe.

1

Empfang

Der multidisziplinäre Raum ist so gestaltet, dass für das Wohlbefinden des Patienten, Instrumente aus dem Blickfeld gehalten werden und dadurch die emotionale Belastung verringert wird.



2

Verwendung

Der Zahnarzt und das Personal können frei auf den Smart Trolley Evo, den Cart und das MasterFlux Smart Lachgasgerät nach Bedarf zurückgreifen.



3

Sterilisation

Nach Abschluss der Behandlung wird der postoperative Smart Trolley Evo in den Sterilisationsraum für die Aufbereitung der bereits verwendeten Instrumente und zur Entsorgung des Einwegmaterials gebracht.



4

Er wird dann mit sauberen Instrumenten, aufgefüllt mit Verbrauchsmaterial zurückgebracht.

Der präoperative Smart Trolley kann somit zum Auffüllen der im Lager aufbewahrten Instrumente verwendet werden.



Die Steuerung der Arbeitsabläufe in der Zahnarztpraxis wird dank der Mobilität aller ergänzenden Geräte: Kyri Cart, Smart Trolley Evo, Kyri Bridge vereinfacht.

Smart Trolley Evo: Ein Bild der Ordnung und Sauberkeit.

Ein eigener, geordneter Raum, der mit professionellen Geräten ausgestattet ist, wirkt durch die Schaffung eines positiven Umfelds auf den Patienten beruhigend.



Smart Trolley Evo: das modulare, rationale und dynamische System.



intra.elektro.post.



Bewegungsfreiheit und Steuerung der Arbeitsabläufe

Smart Trolley Evo. Die Evolution der täglichen Abläufe dank der neuen Serie von professionellen Möbeln für die Zahnmedizin. Noch effizienter. Noch smarter.... Flexibilität ist der Schlüssel. Funktionell, mit völliger Bewegungsfreiheit arbeiten. Passen Sie Ihre Umgebung an sich selbst an.

Chirurgisches Licht

Orion DS

LED-Lampe mit Doppelfunktion für chirurgische und dentale Beleuchtung. Sie besteht aus 30 elliptischen Reflektoren, die in 6 Modulen mit je 5 LEDs für eine Lichtstärke von 140.000 Lux sorgen, mit 24 cm kreisförmigem und 20 × 14 cm elliptischem Beleuchtungsfeld.



Lichtintensität

von 40.000 bis 140.000 Lux

Farbtemperatur

4.500 K und 5.000 K

Beleuchtungsfelder

kreisförmig 24 cm
elliptisch 20 × 14 cm

Orion Light

Die leichteste und handlichste. Doppelfunktion für chirurgische und dentale Beleuchtung. Lichtintensität von 140.000 Lux mit einem kreisförmigen Beleuchtungsfeld von 24 cm und einem elliptischen von 20 × 14 cm. Dadurch kann der Mund des Patienten bewegt werden ohne die Lampe manipulieren zu müssen.



Lichtintensität

von 40.000 bis 140.000 Lux

Farbtemperatur

4.500 K und 5.000 K

Beleuchtungsfelder

kreisförmig 24 cm
elliptisch 20 × 14 cm

Orion Tech

Orion Tech ist eine chirurgische Lampe, die speziell für den Dentalbereich entwickelt wurde, mit Eigenschaften, die auf die Bedürfnisse des Zahnarztes abgestimmt sind.



Lichtintensität

von 40.000 bis 130.000 Lux

Farbtemperatur

4.500 K und 5.000 K

Beleuchtungsfelder

kreisförmig 27 cm
elliptisch 20 × 14 cm

Chirurgische Absaugung

Kyri DSS

Die Mobilität von Kyri DSS ermöglicht es, die Absaugvorrichtung näher und besser im Arbeitsbereich zu platzieren und erleichtert später die Reinigung im Sterilisationsraum. Bei Nichtgebrauch wird die Absaugung unter der Arbeitsplatte verstaut.



Absaugarm

Stuhl- oder Wandversion



Kyri Cart

Kyri Cart bietet ein hohes Maß an Individualisierung. Die 5 Instrumentenfächer ermöglichen eine Vielzahl von Konfigurationen: die Grundkonfiguration (Spritze, Turbine, Motor und Ultraschall) kann mit einem chirurgischen Mikromotor kombiniert werden.



Kyri Bridge

Mobiler Instrumentenwagen für Implantologie und Chirurgie. Dieser Raum ist ein natürliches verbindendes und koordinierendes Element zwischen dem Zahnarzt und der Assistentin. Der Assistent positioniert die Instrumente nach der vorgegebenen Reihenfolge und der Arzt setzt sie nach und nach ein.

Ergoseat

Professioneller orthopädischer Stuhl mit kompensiertem Bewegungssystem zwischen Sitz und Rückenlehne, ermöglicht jederzeit eine aktive Haltung und beugt Haltungsschäden vor.



Tecno Hocker

Sattelhocker


Assistentensitz



Die Lösung für einen multidisziplinären OP-Raum.



MTGZD0362 Rev. 00/12 /2023 GraphoServiceParma



Kyri Evo
Scannen Sie den QR, um die PDF-Broschüre herunterzuladen




Scannen Sie den QR und laden Sie die Broschüre herunter

Unser Unternehmen für eine **NACHHALTIGE ZUKUNFT**



Tecno-Gaz S.p.A.

Strada Cavalli, 4 - 43038 - Sala Baganza - Parma - Italy

Tel. +39 0521 83.80 Fax +39 0521 83.33.91 - www.tecnogaz.com

Cap. Soc. € 280.000 i.v. C.F. e P.IVA/VAT IT00570950345 - R.E.A. PR 138927 Inscr. Reg. Impr. PR 10061



www.tecnogaz.com

