

TECNO-GAZ

NEWS

Informaciones e
oportunidades del
productor al usuario

Marzo 2014
Numero 1

Todos los derechos están reservados. La empresa puede aportar cambios de imágenes o de textos sin estar obligada a avisarlo previamente. Tecno-Gaz S. p. A. a socio unico no se hace responsable por los daños derivados de la falta o inexactitud de los datos presentes en este documento. Las imágenes quieren sólo mostrar a los productos.

Esterilizacion

El futuro está
llegando?

ONLYXB

EL AUTOCLAVE "A PRUEBA DE FUTURO"

Descubrámosla
juntos

página 2

CONTIENE
OFERTAS
INCREÍBLES!!!


APROVECHA LA POSIBILIDAD
DE ACTUALIZAR TU
EQUIPAMIENTO
AHORRANDO!!

a partir de pag 12

COMUNICANDO

**Riesgo biológico:
Un procedimiento
integrado para tener
todo bajo control.**

Destinar el
personal auxiliar
a tareas mas
productivas



página 4

ESTÉTICA

**La estética de la
sonrisa para la
odontología**

Dispositivo con
tecnología de
vehiculación
transdérmica



página 7

MUEBLES

**Los muebles hablan
para ti. Los muebles
hablan de ti.**



página 8

OPPORTUNITY

**Bundles Tecno-Gaz:
calidad máxima,
ahorro máximo.**

Tecnología
y seguridad
para todos



página 12



Nuevo

ONYXB el sistema de esterilización integrado.

El autoclave que responde a las nuevas exigencias de la **clínica odontológica**

PRIMICIA



Nuevo



NUEVA TECNOLOGIA DE CALENTAMIENTO y sonda externa de alta precisión, para una mejor gestión del calentamiento y un ahorro energético importante.


Nuevo

Todo en un solo sistema, totalmente integrado!



SISTEMA INTEGRADO para esterilización de instrumentos odontológicos, control de la esterilización, trazabilidad del ciclo y convalidación periódica.

ONYX, EL NUEVO AUTOCLAVE PARA LA CLÍNICA DENTAL



MAXIMA SENCILLEZ DE UTILIZO

Funciones userfriendly para todo el personal, de fácil aprendizaje, de uso fácil.



CONSUMO ENERGETICO INFERIOR

Nuevos componentes y nuevo software que permiten un ahorro significativo consumiendo menos y preservando el ambiente.



CICLOS ADAPTABLES A LA CARGA

Gestión del tiempo y de los consumos optimizada gracias a los ciclos flexibles.

LA EVOLUCIÓN Onyx B es el fruto de la evolución de los sistemas de esterilización Tecno-Gaz. El objetivo del proyecto Onyx es dar la seguridad del proceso de esterilización y convertirse en una fuente de eficiencia para la clínica. Tiempos, riesgos, consumos, se reducen gracias al nuevo sistema.

Optimización al máximo

› SISTEMA PHD

(Pre heating device - Sistema de Precalentamiento)

Sistema de precalentamiento rápido que permite la reducción de la duración del ciclo.

Nuevos ciclos rapidos

- › CICLO FAST 134° Para cargas mas pequeñas
- › CICLO FAST PRION Para cargas mas pequeña
- › CICLO FLASH Para cargas de inmediato utilizzo
- › CICLO SAFETY Para cargas de inmediato utilizzo

Características

- › Alineación barica automática
- › Ciclo noche
- › PID : control de los parámetros y resolución anticipada de alarmas
- › SD Card para la descarga y el control de los ciclos
- › Predisposición para sistema osmosis
- › Integración con el sistema T-TRAC
- › Conexión opcional a impresora de etiqueta para la trazabilidad



SISTEMA ID (Autenticación del operador y convalidación del ciclo). Menú intuitivo para la gestión de los usuarios y de las contraseñas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN de la carga por parte del operador.

Autoclave de Clase B

- Capacidad de 22 Litros
- Carga de 7,5 kg
- Portabanderas (420mm)
- 7 ciclos operativos + 3 ciclos de prueba
- Nuevo display de elevado contraste

Capacidad de carga incrementada
Optimización y reducción de los tiempos

+80%
>100%

Consumo energético

-20%


Portabandejas mas largas para la gestión de la instrumentación de gran tamaño

+30%

+NUEVOS CICLOS RAPIDOS

Nuevo

ONYX T-TRAC sistema integrado de control, trazabilidad, y convalidación del ciclo



FUNCIONES

- › Prueba Vaporline
- › Prueba Helix
- › Prueba Bowie&Dick
- › Trazabilidad
- › Impresión papel
- › Control y convalidación periódica del autoclave automática

ELIMINA LAS PRUEBAS QUIMICAS

- › Validación automática del tipo de carga (huevo o poroso)
- › Medición de la temperatura al centro de la carga durante todo el ciclo
- › Información fiable y precisa


TRAZABILIDAD

- › Registro de todos los parámetros del ciclo: temperatura, presión, tiempo, ID autoclave, nombre operador...
- › Atribución numero de lote único y generación de código de barra
- › Impresión etiquetas para la trazabilidad



CONVALIDA

- › Evaluación automática de los parámetros de temperatura y presión
- › Sonatas calibradas
- › Conformidad con las normas EN867-5, EN13060, EN17665-2
- › Disponible para MAC y Windows



Riesgo Biológico

UN PROCESO integrado para tener todo bajo control. Tiempos y gastos incluidos!



Objetivo destinar el personal a tareas mas productivas y remunerativas

SOLUCIONES

CLEAN es un nuevo dispositivo que nace para limpiar el instrumental. El objetivo de este dispositivo consiste en ayudar a los usuarios en la fase de desinfección de los instrumentos, evitando manipulaciones prolongadas y simplificando, asegurando y haciendo más eficaz esta fase.

CLEAN es un dispositivo sencillo, compuesto de:

- hueco para alojar y colocar los instrumentos que deben tratarse.
- hueco central equipado con cepillos helicoidales para la limpieza del instrumental.



- 1 Carga de agua
- 2 Dosaje líquido
- 3 Desinfección
- 4 Lavado por ultrasonidos
- 5 Descarga líquidos
- 6 Enjuague a presión
- 7 Secado con aire caliente
- 8 Fin del proceso



Completamente automático

Por la primera vez, todas las etapas se realizan sin ninguna participación humana

Fases Multisteril



Clean

Multisteril

Ekstra PLUS



¿Es posible mejorar vuestro trabajo?
Intentamos responder...

¿Su auxiliar gasta demasiado tiempo en realizar la desinfección, la limpieza y el secado de los instrumentos?

¿Usted esta seguro que su auxiliar prepara adecuadamente los instrumentos para la esterilización?

¿Usted desea reducir el riesgo de contaminación cruzada de su auxiliar por cortes y pinchazos con instrumentos potencialmente infectados?

¿Usted quiere reducir y optimizar los espacios en su sala de esterilización?

Tenemos la respuesta...

Ekstra Plus Dispositivo para el mantenimiento automático de las turbinas y piezas de mano

Ekstra Plus es un aparato dental para el **mantenimiento automático de las turbinas, piezas de mano y contra-ángulos** de todas las marcas. El sistema es capaz de **limpiar, desinfectar y lubricar** selectivamente **2 turbinas y 2 piezas de mano o contra-ángulos** al mismo tiempo de **forma automática**. **Ekstra Plus requiere de una conexión eléctrica y de aire**, mientras que los **tanques del líquido desinfectante y aceite se integran** en el equipo. Dispositivo de gran utilidad

en una clínica dental. **Para aquellos que quieren minimizar los riesgos laborales y para maximizar el funcionamiento y el prestigio de la práctica odontológica. Todas las fases de desinfección, limpieza, secado y lubricación ocurren automáticamente**, gracias al microprocesor. Ekstra Plus está equipado con un **SOFTWARE** capaz de controlar las fases del proceso y almacenar todas los datos y las características de tratamiento enviándolos a una tarjeta SD.



+39.0521.8380

Para Recibir Mas Informaciones:



Es posible optimizar el trabajo de la clínica a través de los procedimientos operativos.

Tiempo, eficiencia y gastos son variables conectadas. Gracias a los pasos del procedimiento integrado Clean + Multisteril/Ekstra + Europa B Evo + One, se reducen los tiempos y los riesgos de manipulación de los instrumentos, esta todo automatizado para evitar un posible error humano.

EKSTRA ESTÀ PENSADA para optimizar la eficiencia en la clínica y para alcanzar un resultado cierto y evaluado, liberando el personal auxiliar de actividades a bajo valor añadido.



Elimina los residuos

internos gracias al aire con alta presión



Lava los conductos internos

gracias a una solución de agua y desinfectante




Desinfecta los conductos

gracias al estacionamiento del desinfectante



Lubrifica Selectivamente

Gracias al aceite con alto poder lubricante



ONE Tecno-Gaz propone una sigillatrice ONE, es una selladora de nueva generación que nace con el objetivo de reducir el tiempo de ensobrado, controlar la calidad de la soldadura.

- Banda de soldadura de 12 milímetros.
- Barra soldadora de 32 cm.
- Gran facilidad de introducción del papel.
- Control electrónico activo del par de resistencias.
- Posibilidad de selección temperatura según el papel que se utiliza. Simple/Corrugado.
- Visibilidad de la zona de corte.
- Indicación de una posible soldadura deficiente.

EUROPA B EVO Autoclave a vapor con vacío fraccionado

- Carga máxima 5 kg
- 33 seguridades en la puerta: electromagnética, eléctrica, dinámica
- Panel de mandos en la plancha
- Alineación barica automática
- Carga agua con sistema bomba y bloqueo automático tanque lleno
- Posibilidad carga y descarga automática agua
- Portabandeja protegido sin posibilidad de contacto entre cargo y cámara



ONE

Europa B Evo

Europa B Evo El autoclave elegido por mil de profesionales del sector dental



Europa B Evo es una autoclave desarrollada con la colaboración entre el departamento de investigación de Tecno-Gaz y otras importantes estructuras de desarrollo externas. Europa B Evo es **indispensable en todas las estructuras médicas, odontológicas** y en todos los sectores donde sea necesaria una esterilización segura de todos los materiales: **cables, porosos, sólidos, libres y ensobrados**. Europa B Evo es la continuidad de un éxito que Tecno-Gaz está obteniendo desde hace años; de hecho, **miles de profesionales** utilizan autoclaves Tecno-Gaz con gran satisfacción.

Dispositivos de seguridad aplicados

- Válvula de seguridad certificada.
- Ped en las cámaras de esterilización.
- Aislamiento de la cámara con material cerámico certificado.

Conexión integrada para la incubadora biológica B Test

En la parte delantera derecha se encuentra la conexión a la incubadora B-test que es gestionada directamente desde la máquina.



STERILAIR PRO

GARANTIZA LA ELIMINACIÓN DE TODOS LOS MICROORGANISMOS

Dispositivo para esterilizar el aire



Sencillo, silencioso y ergonómico

Salvague su imagen profesional y su prestigio, protegiendo su salud y la de sus colaboradores y pacientes. **SterilAir PRO es el primer sistema de esterilización del aire.** SterilAir PRO es un aparato para esterilizar el aire, que asegura la eliminación de todos los microorganismos, incluso las esporas. Este dispositivo puede funcionar en modo continuo incluso en presencia de personas, garantizando la máxima protección a los operadores.

Art. SA210ZSA
SterilAir Pro • pared


Porque Sterilair Pro?

- Reducir el riesgo de contaminación de los operadores, como también lo exige la Ley en materia de seguridad.
- Reducir o eliminar los costes y el lucro cesante, resultante de largas ausencias por enfermedad.
- Reducir o eliminar los riesgos para los pacientes o población.
- Tener un ambiente bacteriológicamente puro.

NOTE OLVIDES DE TU CLINICA

El tratamiento biológico del aire es parte del código de los riesgos laborales. Este proceso es necesario para proteger el personal de la clínica y los pacientes.

Art. SA002ZSA
SterilAir Pro • estativo



ORMA

EL IGIENE ANTES DE TODO

Dispositivo para calzado quirúrgico



ORMA, un dispositivo automático extraordinario, único, que revoluciona el concepto de aislamiento biológico del calzado. ORMA es un aparato automático que crea un revestimiento para calzados utilizando una película termorretráctil, asegurando muchas ventajas prácticas, técnicas y económicas. Un producto indispensable e insustituible para cualquier consulta o instalación médica.


Art. 2900S
Orma

Orma • soporte



Por qué elegir Orma?

- Evitará comprar calzado, ahorrando tiempo
- Evitará tener que eliminar grandes cantidades de residuos
- Evitará tener calzados de varias formas o medidas
- Logrará un notable ahorro económico.



ERA EVO

L'ESTETICA DE LA SONRISA

Dispositivo con tecnología
de vehiculación transdérmica

Un proyecto para la odontología profesional

Con ERA se ha intentado optimizar el método de transmisión para eludir los límites de las técnicas usadas en el pasado, o sea, la escasa concentración de principio activo, la limitada profundidad alcanzada en los tejidos, los daños causados a los mismos a causa de las intensas corrientes inducidas. Por estos motivos, el método representa la vanguardia en la cura y el tratamiento cutáneo: recientes estudios han sido efectuados ya en varios países con óptimos resultados, representando el futuro de esta nueva técnica que elimina el uso de agujas.



Imperfecciones del
contorno de la boca



Tonificación
del rostro



Dolores
neurálgicos

Resultados visibles



La experiencia del paciente es
**absolutamente
agradable y sin dolor**


Permeabilidad de la piel

Numerosos estudios han afrontado el problema de la permeabilidad de la piel. A través de la vehiculación transdérmica, las moléculas de alta densidad (alto peso molecular) pueden ser vehiculadas dando numerosos beneficios:

- Modificación de la **permeabilidad**
- Activación de los **canales proteicos**
- Determinación de las **formas de onda** para la transmisión de **sustancias hidrosolubles**



Art. VT002ZEA
Era Evo



Productos estructurados
**Para un resultado
perfecto!**



Pieza de
mano Era Evo

Chassis de
la máquina

Pieza de
mano Bright
Skin para
peeling

Mueble elegante
para un
posicionamiento
óptimo de la
máquina

Facilidad de
movimiento
gracias a las
ruedas





LOS MUEBLES

HABLAN DE TI, HABLAN DE TU CLÍNICA.

Los muebles son la forma mas directa, inmediata y eficaz para transmitir la imagen de la clínica!!!





La importancia de la percepción.



Cada ambiente tiene que ser pensado para comunicar a los pacientes una sensación adecuada respecto a las actividades profesionales que se practican en la clínica. Las sensaciones de los

pacientes son garantía de satisfacción y fidelización para la clínica. Los muebles de la clínica ayudan a transmitir un alto valor de la clínica y a dar credibilidad a los trabajos realizados:



EDARREDO Trabajar con nosotros incrementa el valor de vuestra Empresa

Edarredo a través de un equipo altamente calificado pone al centro de su interés la satisfacción del cliente. Fiabilidad, transparencia, y trabajo en equipo son elementos fundamentales para favorecer una cultura de empresa ética y productiva. Edarredo permite:

- ✓ ASISTENCIA AL PROYECTO
- ✓ ASISTENCIA EN LA INSTALACIÓN
- ✓ ASESORAMIENTO PRE E POST VENDITA
- ✓ PRECISIÓN EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA

Todo esto se traduce en beneficios economicos para la clinica y satisfacción de los pacientes.



ORION40Ds TECNOLOGIA LED PARA GRANDES PRESTACIONES



Lámpara quirúrgica
odontológica LED

ORION 40DS, evolución de la lámpara ORION 40, responde a las exigencias del sector dental. Campo iluminado focalizado + VISTA EXTENDIDAS mas coherentes se adaptan perfectamente a las necesidades de la cirugía bucal.

Nace la primera lámpara desarrollada para el campo dental, gracias a las medidas fotométricas dedicadas a las exigencias dentales: Focus a 80 cm y campo iluminado de 15 cm, intensidad luminosa variable desde 10.000 luxes hasta mas de 100.000 luxes y temperatura de color de 4500/5000° Kelvin. Orion 40 DS es la primera lámpara multifuncional para la practica odontologica que gracias a la tecnología exclusiva E-DENTALIGHT (función de iluminación del equipo dental) que permite la doble funcionalidad lámpara para cirugía/ lámpara para equipo dental.

Tiges para montaje de
techo, realizada en función
de la altura del techo



Mas...


E-Dentalight

La función permite la substitución de la lámpara scialytica tradicional del equipo, encendiendo solo 2 pétalos, regulando la intensidad, y beneficiando de dos temperaturas de color.


Temperadura del color:
4.500/5.000° K

Iluminación spot. Respeto a la lámpara quirúrgica hospitalaria, el **diámetro de iluminación es de 15 cm** (20 cm con extended view), perfecto para la boca (uso específico del campo dental) evitando el deslumbramiento, típico de la lámparas hospitalarias de campo grande.

MODELOS



Pared
Art. LC001LRD



Techo
Art. LC002LRD



**Con pie de
soporte**
Art. LC003LRD


Tecnología O-Glass

La fuente de iluminación esta protegida por O-Glass, un cristal de protección revestido por una película que asegura la protección del paciente a caso se rompiera. El vitrio no padece las cargas electrostáticas, no se rasca, y no pone amarillo con el tiempo.

Regulador de
intensidad

Pantalla
protectora

Mangos
autoclavables,
para la regulación
del punto de luz



Intensidad luminosa a 1 m de distancia	(20) 40-130 Klx
Temperatura de color de la energía irradiada	4.500/5.000 °K
Índice de rendimiento cromático (IRC)	96 Ra
R9	90
No. de Leds	30
Foco	fijo
Diámetro del area luminica ajustable de - a -	16 - 28 cm
Regolazione ø campo luminoso	Electrónico
ø del campo luminoso al 10% de la intensidad luminosa (d10)	160 mm
ø del campo luminoso al 50% de la intensidad luminosa	80 mm
Profondità d'illuminamento IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 20%	95 mm

Energía total irradiada Ee cuando la iluminación alcanza el máximo nivel	299 W/m²
Relación entre la energía irradiada Ee y la iluminación Ec	2,99 mW/m².lx
Energía UV irradiada para una longitud de onda inferior a los 400 nm	0,002 W/m²
Durata Led	> 50.000 ore
Control de la intensidad luminica	25% - 100% en 10 pasos
Directiva	2007/47/EC
Normas	IEC 60601-2-41
ø exterior del reflector	40 cm
Superficie de emisión de la luz	712 cm²
Peso	35 kg

SEDACIÓN CONSCIENTE

PACIENTE MAS RELAJADOS, MAS FIDELIZADOS...AQUI LAS VENTAJAS.

Aparato para la sedación con control de flujos automático



Master Flux Plus es el único aparato para la sedación estudiado y fabricado en Italia.

Todos los detalles han sido fabricados con tecnología Tecno-Gaz y sometidos a un control individual escrupuloso. Para evitar al paciente un impacto visual y psicológico negativo, se ha proyectado un elegante mueble para contener las bombonas de oxígeno y óxido nítrico con sus correspondientes reductores y acoplamientos. Master Flux Plus ha superado las pruebas de estabilidad requeridas.

Pomo de flujo O₂

Botón de emergencia O₂

Pomo de suministro de N₂O

NUEVAS MASCARILLAS



SISTEMA AUTOMÁTICO

OBJETIVO:
REDUCCION DEL ESTRESS DE TRABAJO

Si quieren un paciente tranquilo y colaborativo, es oportuno utilizar MasterFlux Plus.

MIEDO A LOS TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS

El **70%** de la población va a la consulta del odontólogo con miedo

El **15%** de la población no va a la consulta del odontólogo por miedo



Monitor multiparámetros

VitalMonitor. Instrumento ideal para monitoreo intraoperatorio.



Medición
Saturación de oxígeno

Medición
Presión arterial

Medición
Frecuencia cardíaca

Accesorios incluidos

Sensor SpO₂
Acoplamiento para adultos
Extensión de la manga
Bolsa de hombro
Cable USB
Software para la visualización de datos (plataforma Windows®)

El monitoreo intraoperatorio representa la vía ideal para averiguar las funciones vitales del paciente y define un cuadro clínico controlado. VitalMonitor es el instrumento que el odontólogo puede utilizar para tener su paciente bajo control, evitando y anticipando eventos patológicos.

IDEAL PARA INTERVENTOS DE CIRUGIA E IMPLANTOLOGIA.


Compacto: para la máxima maniobrabilidad.

Portable: gracias al cordless.

Gestión Simple y económica: alimentación con pilas.

Ergonomía operativa: 2 sensores profesionales.

La sedación por inhalación en odontopediatría



Dott.
Marco Moscati
Roma

La odontopediatría es la rama de la odontología que más que nada busca beneficio de la sedación inhalación con óxido nitroso y óxido nítrico. Los niños se consideran pacientes "no cooperativos", y por la dificultad a menudo reciben tratamientos dentales inadecuados o, peor, no reciben tratamiento en absoluto. La verdadera dificultad radica en el poco tiempo que el paciente joven autoriza para llevar a cabo el tratamiento. Además, a menudo, tenemos que lidiar con los pacientes asustados por los tratamientos anteriores. No siempre podemos tratar en pequeños en condiciones adecuadas. Solo cuando disponemos de un entorno psicológico/familiar adecuado, o cuando podemos usar el método de sedación consciente por inhalación con oxígeno.

El odontopediatra puede sacar el máximo provecho de todas las ventajas de sedación consciente con óxido nitroso:

- **Reducción del reflejo nauseoso:** muy pronunciado en la infancia, a menudo hace imposible el uso de la aspiración. Este método nos permite tomar incluso huellas dactilares con facilidad en los pacientes que de otro modo no lo haría permitiría.
- **Miedo:** el niño entra en un estado de relajación total, pierde el miedo al dentista por completo, es colaborativo, y se deja tratar con tranquilidad.
- **Sensibilidad de las encías:** el óxido nitroso reduce la sensibilidad de las encías en odontopediatría donde el uso de la diga es prioritario. Es posible posicionarla sin usar anestesia. En caso de necesitar la anestesia, la encía no sufrirá el dolor de la inyección.
- **Eliminación de los malos recuerdos y reducción de la percepción del tiempo:** esto es seguramente el aspecto más ventajoso en odontopediatría. Los pacientes jóvenes tienen dificultad a estar quietos y a mantener la boca abierta. Gracias al óxido nitroso, el profesional gestiona la duración de los tiempos operativos. Además, los dolores padecidos por el niño no se recordarán.

Sedación consciente: la tecnología adaptada a los cambios de la odontología



Dott.
Denis Poletto
Pordenone

El mundo está cambiando y también las exigencias. En el pasado, la comodidad del paciente no era indispensable. Hoy, el paciente ya no quiere sufrir durante la consulta dental, y no puede ni quiere gestionar el estrés. Los tratamientos dentales son siempre más eficientes pero también más largos e invasivos. Los estudios recientes confirman que las experiencias negativas se transmiten a las generaciones futuras mediante la herencia genética. Esto explica porque el miedo al dentista es ancestral y en crecimiento. En este momento, el profesional necesita ayuda externa para gestionar y conseguir la confianza de su paciente.

La técnica de sedación no es nueva pero solo ahora el dentista se encuentra con pacientes que no quieren experimentar un estrés adicional y superior al sufrido a diario. Ha llegado el tiempo de cambiar.

Las técnicas de sedación representan una ayuda y una oportunidad para mejorar esta situación. El paciente experimenta una experiencia positiva y nosotros lo fidelizamos. El mundo cambia, queremos ser parte del cambio, o sufrirlo.

ARTICA 1 y 2



OPPORTUNITY

CUBETAS DE DESINFECCIÓN

CON TIMER PARA UNA GESTIÓN PERFECTA DEL TIEMPO DE USO DE LOS LÍQUIDOS.

Las cubetas Artica han sido realizadas con un plástico especial compatible con los líquidos químicos. Tiene un fondo perfilado que permite que el contenedor portainstrumentos se mantenga en suspensión, evitando de esta forma que los materiales entren en contacto con residuos sedimentados en el fondo de la cubeta.

ARTICA 1

Promo code **2086-S-3**

Oferta valida hasta Mayo

120€ +IVA

Precio oferta

ARTICA 2

Promo code **2087-S-3**

Oferta valida hasta Mayo

150€ +IVA

Precio oferta

ARTICA 2 TIENE UNA CAPACIDAD IGUAL AL BANO ULTRASONICO FREE DE 9 LITROS Y AL DE LA UNIDAD MULTISTERIL

CLEAN



OPPORTUNITY

UN PEQUEÑO DISPOSITIVO PARA UN GRAN SERVICIO

Clean es un nuevo dispositivo que nace para limpiar el instrumental. El objetivo de este dispositivo consiste en ayudar a los usuarios en la fase de desinfección de los instrumentos, evitando manipulaciones prolongadas y simplificando, asegurando y haciendo más eficaz esta fase. Perfecto para preparar los instrumentos antes de Free9 o Multisteril o Ekstra Plus.

CONJUNTO IDEAL:

- ✓ FREE 9
- ✓ MULTISTERIL
- ✓ EKSTRA PLUS

Promo code **2070S**

Oferta valida hasta Mayo

~~103,88€~~ +IVA

Precio lista

90€ +IVA

Precio oferta

EUROPA B EVO



OPPORTUNITY

- SISTEMA FUNCIONAL DE SUPERVISIÓN PID
- ALINEACIÓN BAROMÉTRICA AUTOMÁTICA
- CONEXIÓN INTEGRADA PARA LA INCUBADORA BIOLÓGICA B TEST

AUTOCLAVE PARA LAS CARGAS DE TIPO "B"

EFICIENCIA OPERATIVA AL MAXIMO NIVEL

Europa B Evo es indispensable en todas las estructuras médicas, odontológicas y en todos los sectores donde sea necesaria una esterilización segura de todos los materiales: cables, porosos, sólidos, libres y ensobrados.

PARA UNA PERFECTA GESTION DE LAS CARGAS DE INSTRUMENTOS, SE ACONSEJA EUROPA B EVO

- ✓ BANO ULTRASONICO FREE 9 0
- ✓ UNIDAD MULTIFUNCIONAL MULTISTERIL

Promo code **203352**

Oferta valida hasta Mayo

~~3.800€~~ +IVA

3.490€ +IVA

Precio oferta

FREE 3 BAÑO ULTRASÓNICO • 3 DE LITROS



La Cuveta de baño ultrasónico está diseñada para lavar instrumentos utilizados en el área médica, dental, cosmética, veterinaria y todo lo que requieren un lavado ultrasónico. El dispositivo de limpieza con ultrasonidos (cavitación) le permite limpiar en lugares difíciles de alcanzar con la limpieza manual y sin los riesgos derivados de la manipulación de instrumentos contaminados.

- ✓ **DEGAS**
- ✓ **SWEEP MODE**
- ✓ **CALENTAMIENTO**
- ✓ **GRIFO DE DESCARGA**

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- CESTA
- TAPA
- TAPA PARA VASO
- 2 VASOS

~~1.049,40€~~ +IVA
Precio lista

Promo code
VU002ZVU

Oferta valida hasta Mayo

990€ +IVA
Precio oferta

OPPORTUNITY

FREE 9 BAÑO ULTRASÓNICO • 9 DE LITROS



Cuva grande de 9 litros con capacidad de carga de 4,5 kg de instrumentos



Optimizaciòn del ciclo Cirugico gracias a la conformaciòn y la capacidad de la cuva



Asegura un flujo de trabajo continuo



Optimiza la limioeza en los puntos mas dificiles

OPPORTUNITY

La Cuveta de baño ultrasónico está diseñada para lavar instrumentos utilizados en el área médica, dental, cosmética, veterinaria y todo lo que requieren un lavado ultrasónico. El dispositivo de limpieza con ultrasonidos (cavitación) le permite limpiar en lugares difíciles de alcanzar con la limpieza manual y sin los riesgos derivados de la manipulación de instrumentos contaminados.



4,5 Kg
INSTRUMENTOS



4,5 Kg
INSTRUMENTOS



ACCESORIOS INCLUIDOS:

- CESTA GRANDE
- CESTA PEQUEÑA
- TAPA
- TAPA CON VASO
- 2 VASOS

FUNCIONES:

- ✓ **DEGAS**
- ✓ **SWEEP MODE**
- ✓ **CALENTAMIENTO**
- ✓ **GRIFO DE DESCARGA**

~~1.749€~~ +IVA
Precio lista

1.499€ +IVA
Precio oferta

Promo code

VU004ZVU

Oferta valida hasta Mayo

EKSTRA PLUS



OPPORTUNITY

DISPOSITIVO PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS TURBINAS Y PIEZAS DE MANO

El equipo dental Ekstra Plus es un aparato dental para el mantenimiento automático de las turbinas, Piezas de mano y contra-ángulos de todas las marcas. El sistema es capaz de limpiar, desinfectar y lubricar selectivamente 2 turbinas y 2 piezas de mano o contra-ángulos al mismo tiempo de forma automática.

Ekstra Plus requiere una conexión eléctrica y de aire, mientras que los tanques del líquido desinfectante y aceite se integran en el equipo. Dispositivo de gran utilidad en un consultorio dental. Para aquellos que quieren minimizar los riesgos laborales y para maximizar el funcionamiento y el prestigio de la práctica odontológica. Todas las fases de desinfección, limpieza, secado y lubricación son automáticas, gracias al microprocesor.

6 FASES AUTOMÁTICAS



Ciclo automatico limpieza inicial con aire, detersión, desinfección, secado, lubricación



Asegura adecuada limpieza y lubricación



Hasta 150 ciclos continuos



Aire Comprimido



Ciclo válido incluso SD CARD con memoria de los tratamientos

~~4.664€~~ +IVA
Precio lista

Promo code

PT002TTM

Oferta valida hasta Mayo

~~3.590€~~ +IVA
Precio oferta

Con 2 adaptadores rapidos para turbinas (Kavo, BienAir, W&H, Sirona, NsK)

MULTISTERIL CUBETA MULTIFUNCIÓN




MÁS SEGURIDAD

AHORRO DE TIEMPO

AHORRO DE ESPACIO



OPPORTUNITY



- ✓ PRE-DETERSIÓN
- ✓ DESINFECCIÓN
- ✓ DETERSIÓN
- ✓ ENJUAGUE
- ✓ SECADO

Primer sistema multifuncional para gestión del protocolo de esterilización! Tecno-Gaz S.p.A. ha creado un nuevo y revolucionario dispositivo, capaz de realizar automáticamente todas las principales fases de preparación para el ciclo de esterilización, garantizando absoluto respeto de los procedimientos.

LÍQUIDO D2
Art. VM002ZVM
Multisteril líquidos D2
4 bidones de 2,5 lt
~~169,60€~~ +IVA
Precio lista
130€ +IVA
Precio oferta

LÍQUIDO D3
Art. VM800ZVM
Multisteril líquidos D3
4 bidones de 2,5 lt
~~186,56€~~ +IVA
Precio lista
140€ +IVA
Precio oferta



~~3.074€~~ +IVA
Precio lista

Promo code

2200S

Oferta valida hasta Mayo

~~2.750€~~ +IVA
Precio oferta

ONE SELLADORA CON DOBLE PROGRAMA DE SOLDADURA PUEDE FIJARSE A LA PARED



~~519,40€~~ +IVA
Precio lista

490€ +IVA
Precio oferta

Promo code
2165S


Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

TRACCIA



La trazabilidad de los instrumentos es un procedimiento fundamental para la gestión de los materiales esterilizados. La trazabilidad permite poder conocer el "recorrido" que ha seguido cada instrumento, desde la preparación hasta la esterilización, pasando por el uso, y todo ello gracias a una gestión cruzada de los datos. La trazabilidad es una actividad que forma parte de los procedimientos del ciclo de esterilización y es indispensable para garantizar la máxima protección jurídica a todos y cada uno de los responsables sanitarios.



Módulos apropiados para registrar los ciclos de esterilización. CD con los archivos de los módulos imprimibles

290€ +IVA
Precio oferta

Promo code
225-S

Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

TECNOSEAL PRINT TERMOSSELLADORA AUTOMÁTICA CON IMPRESORA INTEGRADA



Tecno Seal es una selladora de rodillo, con sistema de arrastre automático mediante fotocélula. Tecno Seal incorpora una impresora que durante el ciclo de sellado imprime automáticamente en el sobre la fecha de envasado y la fecha de caducidad, así como los símbolos normativos requeridos.

Esta solución, permite controlar el estado real de conservación estéril de los instrumentos. En un lateral del aparato, hay también un mando electrónico para controlar y gestionar los parámetros de soldadura.

~~3.169,40€~~ +IVA
Precio lista

2.990€ +IVA
Precio oferta

Promo code
TA002TAU

Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

SEE TEST

INCUBADORA BIOLÓGICA



OPPORTUNITY

Incubadora biológica de 15 viales, con piloto luminoso de funcionamiento e interruptor general. Selector de doble temperatura 37°C para óxido de etileno, 57°C para vapor; conexión de red de 220 V~.

Periodicidad: aconsejado cada 90 días.

Promo code
260/S

Valida hasta Mayo

300€ +IVA. Precio oferta

BOWIE & DICK

TEST FÍSICO (20 PZ.)



Test físico, aplicable solo a las autoclaves capaces de esterilizar cargas porosas. Sirve para valorar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos porosos.

Periodicidad: aconsejado cada 30 días.

125€ +IVA. Precio oferta

Promo code
TS00IBDT

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

HELIX TEST

TEST FÍSICO (100 TIRAS)



Sirve para valorar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos huecos.

Periodicidad: aconsejado cada 30 días.

110€ +IVA. Precio oferta

Promo code
267-S

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

B TEST PLUS

INCUBADORA BIOLÓGICA



Incubadora biológica de 3 viales, con piloto luminoso de funcionamiento e interruptor general; conexión de red de 220 V~.

240€ +IVA. Precio oferta


Promo code
2035TS

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

VAPORLINE

INTEGRADORES QUIMICOS (ENVASE DE 250 PZ.)



Prueba aplicable a todos los autoclaves. Ellos se utilizan para evaluar la capacidad del autoclave a través de tonificación parámetros de la máquina tiempo, temperatura, presión.

Periodicidad: aconsejado una vez al día.

145€ +IVA. Precio oferta

Promo code
200/S

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

KIT SPORE

KIT ESPORAS EN VIALES (20 PZ.)



Caja de esporas de 20 viales para See Test.

Periodicidad: aconsejado cada 30 días.

100€ +IVA. Precio oferta

Promo code
262/S

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

STEAMPLUS

INTEGRADORES QUIMICOS (ENVASE DE 100 PZ.)



Prueba aplicable a todos los autoclaves. Ellos se utilizan para evaluar la capacidad del autoclave a través de tonificación parámetros de la máquina tiempo, temperatura, presión.

Periodicidad: aconsejado una vez al día.

45€ +IVA. Precio oferta

Promo code
216S

Valida hasta Mayo

OPPORTUNITY

T-PAPER PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN



Estos dispositivos se utilizan en el campo médico, hospitalario, odontológico, veterinario, estético, podológico y por todos los operadores que practican la esterilización por vapor o gas.

OPPORTUNITY

Art. CS002Z01
Rollos 50x200mm
Envase 8 unidades

~~75,47€~~ +IVA
Precio lista

63€ +IVA
Precio oferta

Art. CS003Z01
Rollos 75x200mm
Envase 8 unidades

~~111,94€~~ +IVA
Precio lista

94€ +IVA
Precio oferta

Art. CS004Z01
Rollos 100x200mm
Envase 4 unidades

~~75,90€~~ +IVA
Precio lista

63€ +IVA
Precio oferta

Art. CS005Z01
Rollos 150x200mm
Envase 4 unidades.

~~113,63€~~ +IVA
Precio lista

95€ +IVA
Precio oferta

Promo code

CS002Z01 • CS003Z01 • CS004Z01 • CS005Z01

Oferta valida hasta Mayo

DISTILLER

~~185,50€~~ +IVA
Precio lista

149€ +IVA
Precio oferta



OPPORTUNITY

SISTEMA DE DEPURACIÓN
DEL AGUA

Como producir agua destilada
autónomamente.

Completo, con accesorios.

**PERFECTO
COMBINADO CON:**
✓ EUROPA B EVO
✓ EUROPA B PRO


Promo code
250S2

Oferta valida
hasta Mayo

STERILAIRPRO DE PARED

~~1.166€~~ +IVA
Precio lista

930€ +IVA
Precio oferta



OPPORTUNITY

DISPOSITIVO PARA ESTERILIZAR EL
AIRE, INDISPENSABLE POR TODAS
LAS CLÍNICAS

Ideal para mantener una asepsia total
en las areas operativas reduciendo los
efectos negativos del aerosol causado
por los instrumentos rotatorios.

Promo code
SA210ZSA

Oferta valida
hasta Mayo



ORMA



OPPORTUNITY

DISPOSITIVO PARA CALZADO QUIRÚRGICO

DISPOSITIVO PARA CALZADO QUIRÚRGICO

ORMA, un extraordinario dispositivo automático, único en su género que revoluciona el concepto del aislamiento biológico del calzado. ORMA es un aparato automático que crea un revestimiento para calzados utilizando una película termorretráctil, asegurando muchas ventajas prácticas, técnicas y económicas. Un producto indispensable e insustituible para cualquier consulta o instalación médica.

FÁCIL DE USAR

Colocar los calzados manualmente o por medio de dispositivos que requieren cuidados especiales son las actividades y situaciones que desalientan la adopción de esta importante barrera protectora. ORMA es sencillo, rápido, no requiere atención inmediata, por lo tanto, facilita y fomenta el procedimiento de adopción de los calcetines.

Se ha realizado un soporte especial (opcional) art.2910S, como apoyo para mantener el equilibrio durante la preparación y extracción de los zapatos.

~~1.367,40€~~ +IVA Precio lista

990€ +IVA Precio oferta

Promo code **2900S**

Oferta valida hasta Mayo

REGALO



~~146,28€~~ +IVA Precio lista

Gift code **2910S**





OPPORTUNITY

MASTERFLUX PLUS

APARATO PARA LA SEDACIÓN

Aparato para la sedación con control de flujos automático. MasterFlux Plus es el único aparato para la sedación estudiado y fabricado en Italia.

~~4.400€~~ +IVA Precio lista

Promo code **1600AS**

Oferta valida hasta Mayo

4.000€ +IVA Precio oferta

VITAL MONITOR

DIAGNOSTICO



OPPORTUNITY

MONITOR DE DIAGNÓSTICO

Ideal en implantología i curgía y en todos aquellos casos en que la monitorización preventiva representa un elemento fundamental. Complemento ideal del desfibrilador TecnoHeart Plus, guía de un modo intuitivo al socorrista para el correcto masaje cardíaco.

- Medición de la saturación de oxígeno y visualización de la onda de pletismografía
- Medición de la presión arterial (Sys, diast, promedio) con el método oscilométrico en modo manual o automático.
- Medición de la frecuencia cardíaca
- Alarmas audibles y visuales configurables
- Almacenamiento de datos en la memoria interna con la posibilidad de recuperación (180.000 valores, que asciende a más de 50 horas continuas)
- Puerto USB para transferencia de datos a PC
- Software suministrado para la visualización e la impresión de los datos

~~699,60€~~ +IVA Precio lista

Promo code **PM002ZMM**

Oferta valida hasta Mayo

690€ +IVA Precio oferta

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Monitor
- Sensor SpO2
- Acoplamiento para adultos
- Extensión de la manga
- Bolsa de hombro
- Cable USB
- Software para la visualización de dato (plataforma Windows)



TECNOHEART PLUS



PUEDE TRATAR ADULTOS Y NIÑOS CON LAS MISMAS PLACAS (SISTEMA EXCLUSIVO)!!!

OPPORTUNITY

DESFIBRILADOR

Desfibrilador proyectado para que funcione conforme a la versión 2010 de las líneas guía establecidas por AHA/ERC en relación a la Reanimación Cardio-pulmonar (RCP) y Tratamiento de la Emergencia Cardio-vascular (ECC).

Mediante instrucciones vocales el desfibrilador guía al operador en las maniobras de intervenciones en emergencias.

EL DISPOSITIVO SALVAVIDAS

Gracias al selector ADULTOS-NINÑOS la intervención es inmediata y segura Tecnoheart plus averigua las condiciones del paciente constantemente. La calidad de construcción y la tecnología de última generación aseguran la fiabilidad de Tecnoheart.

- ✓ SIEMPRE LISTO
- ✓ FACILIDAD DE USO
- ✓ LÍGERO
- ✓ DE USO INTUITIVO
- ✓ EFICAZ

~~1.490€~~ +IVA
Precio lista

Promo code
AEO01Z12

Oferta valida hasta Mayo

1.290€ +IVA
Precio oferta

VITALTEST



Pulsioxímetro

Un dispositivo evolucionado para el diagnóstico profesional.

~~402,80€~~ +IVA.
Precio lista

390€ +IVA.
Precio oferta

Promo code
11250

Oferta valida hasta Mayo

MD MONITOR



Monitor multiparámetros equipado con accesorios

el dispositivo más avanzado para el diagnóstico y el monitoreo.

~~3.286€~~ +IVA.
Precio lista

2.990€ +IVA.
Precio oferta

Promo code
930325

Oferta valida hasta Mayo

AIR-OX



Reanimador "Air-ox" equipado con botella oxígeno de 5 lt. completo con reductor y regulador.

~~602,08€~~ +IVA.
Precio lista

590€ +IVA.
Precio oferta

Promo code
3003-E

Oferta valida hasta Mayo



ERA EVO

- ✓ TONIFICACIÓN DEL ROSTRO
- ✓ REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

DISPOSITIVO PARA L'ESTÉTICA DEL ROSTRO

Tecnología de vehiculación transdérmica

Las ventajas de la vehiculación transdérmica son varios:

- Vehiculación del ingrediente activo directamente en el compartimiento extracelular. Las altas concentraciones obtenidas con esta técnica permiten activar rápidamente el metabolismo de las células objetivo, que empiezan a utilizar inmediatamente las sustancias que se les transmite.
- Posibilidad de vehicular cualquier tipo de molécula, evitando modalidades dolorosas de Suministración.
- Resultados rápidos, en la estética.
- Alta concentración de la cantidad de sustancia que llega a la zona a tratar (90% frente a 5% de las técnicas tradicionales).

Con manipulador BrightSkin integrado

Promo code **VT002ZEA** Oferta valida hasta Mayo

~~17.880€~~ +IVA Precio lista

16.900€ +IVA Precio oferta

OPPORTUNITY



ORION 40 DS

LÁMPARAS DE LED PARA CIRUGÍA

Lampara multifuncional para la practica odontologica, gracias a la exclusiva función E-Dentalight, puede pasar de la función de cialitica para cirugía a la función de iluminación alternativa a la del Equipo dental.

BRAZO TELECAMARA OPCIONAL

~~6.585,78€~~ +IVA Precio lista

5.990€ +IVA Precio oferta

Promo code **LCO01LRD** • Versión de pared
LCO02LRD • Versión de techo
LCO03LRD • Versión con pie de soporte

Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY



DYNAMIC

ASIENTOS ORTOPEDICOS

Dynamic es el asiento ortopedico ideal para aquellos que quieren evitar la generación de problemas de postura y para todos aquellos que tienen que intervenir para reducir los efectos generados por una postura incorrecta. Además, gracias a la compensación automática, Dynamic cumple de forma óptima su función perfectamente adaptándose a las necesidades del profesional.

PERSONALIZACIÓN PESO Y ALTURA SEGUN LAS EXIGENCIAS DEL OPERADOR

DISPONIBILIDAD DE APOYABRAZOS ESPECIFICOS PARA CIRUGIA Y MICROSCOPIA

~~1.106€~~ +IVA Precio lista

1.100€ +IVA Precio oferta

Promo code **SD001BQE** Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY



SCISZOR

ASIENTOS ORTOPEDICOS

Sciszor es el asiento ortopedico ideal para aquellos que quieren evitar la generación de problemas de postura y para todos aquellos que tienen que intervenir para reducir los efectos generados por una postura incorrecta. Además, gracias a la forma triangular (en la versión Solex Style Bike), los cambios desde una posición sentada a una posición de pie resultan facilitados.

PERSONALIZACIÓN PESO Y ALTURA SEGUN LAS EXIGENCIAS DEL OPERADOR

DISPONIBILIDAD DE APOYABRAZOS ESPECIFICOS PARA CIRUGIA Y MICROSCOPIA

~~1.038,80€~~ +IVA Precio lista

990€ +IVA Precio oferta

Promo code **SD002BQE** Oferta valida hasta Mayo

OPPORTUNITY


AHORRA CON
LAS OFERTAS
BUNDLE
DE TECNO-GAZ!!!
11 PAQUETES
IMPERDIBLES

Disfruta la conveniencia!

renova tu clinica con los
aparatos Tecno-Gaz



EUROPA B EVO MULTISTERIL, CLEAN



OPPORTUNITY

Promo code

BUND1

Preparación a
la Esterilización


Oferta valida
hasta Mayo

~~6.978€~~ Precio
lista

Art. 2033S2 • Europa B evo
Art. 2200S • MultiSteril
Art. 2070S • Clean

6.000€ Precio
oferta

MULTISTERIL CLEAN



OPPORTUNITY

Promo code

BUND2

Preparación a
la Esterilización


Oferta valida
hasta Mayo

~~3.177€~~ Precio
lista

Art. 2200S • Multisteril
Art. 2070S • Clean

2.750€ Precio
oferta

EKSTRAPLUS, CLEAN



Promo code **BUND3** Preparación a la Esterilización

Oferta valida hasta Mayo

4.812€ Precio lista

Art. PTO0ITTM • Ekstra Plus
Art. 2070S • Clean

3.590€ Precio oferta

OPPORTUNITY

KIT PRUEBAS DE ESTERILIZACIÓN (CONSUMO ANUAL)



Aconsejado cada 30 días

Aconsejado cada 30 días

Aconsejado cada 30 días

Aconsejado una vez al día

Promo code **BUND4** Kit Prueba de esterilización para el consumo anual

Oferta valida hasta Mayo

437€ Precio lista

Art. TS004Z00
Kit Pruebas de esterilización para el consumo anual

Composición:
20 Viales, 100 Helix Test,
250 Vaporline, 12 Bowie & Dick

395€ Precio oferta

OPPORTUNITY

STERILAIRPLUS, ORMA CON SOPORTE



Promo code **BUND5** Asepsi Ambientes

Oferta valida hasta Mayo

2.533€ Precio lista

Art. SA210ZSA • Sterilair Plus
Art. 2900S • Orma
Art. 2910S • Orma soporte

1.800€ Precio oferta

OPPORTUNITY

E-POINT. VITAL MONITOR. TECNOHEART PLUS, SET DE REANIMACIÓN



~~3.841€~~ Precio lista

Art. MO001MPS • Mueble E-Point
Art. PM002ZMM • Vital Monitor
Art. AE001Z12 • TecnoHeart Plus
Art. 3002-E • Set de reanimación

3.370€ Precio oferta

Promo code
BUND6 Monitoraje
y Primeros Auxilios

Oferta valida
hasta Mayo

OPPORTUNITY

MASTERFLUXPLUS, VITAL MONITOR



~~5.099€~~ Precio lista

SEDACIÓN Y MONITORAJE
Art. 1600AS • Master Flux Plus
Art. PM002ZMM • Vital Monitor

4.500€ Precio oferta

Promo code
BUND7 Sedación
y Monitoraje

Oferta valida
hasta Mayo

OPPORTUNITY

DYNAMIC, ORION 40 DENTALSISTEM



~~7.752€~~ Precio lista

Art. SD001BQE • DYNAMIC
Medical Standard
Art. LCO02LRD • ORION 40
Dental System

6.500€ Precio oferta

Promo code
BUND8 Bienestar
del operador

Oferta valida
hasta Mayo

OPPORTUNITY

TECNO-GAZ GROUP. UNA VISION. UNA MISIÓN. UN GRUPO.

TECNO-GAZ
Group

EDARREDO

TECNO-GAZ
industries

Mediline Italia S.r.l.


La solidez de un grupo para soportar los clientes en la forma más eficaz.

Nuestro Objetivo es crear instrumentos, elaborar estrategias y dar una dirección a la evolución que el mercado tendrá en el próximo futuro. TGGroup siempre ha privilegiado el valor de la innovación y de las ideas, como motor primario del éxito.

CONSTRUIR EL FUTURO TODOS LOS DÍAS.

Mercado siempre más dinámico y máxima atención a cojer oportunidades que nacen a cada nivel de la cadena del valor. Esto es el futuro que pensamos.

Anticipar, aconsejar y conducir el cambio.



TECNO-GAZ
industries

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Para Recibir Mas Informaciones:

+39.0521.8380 www.tecnogaz.com



Todos los derechos están reservados. La empresa puede aportar cambios de imágenes o de textos sin estar obligada a avisarlo previamente. Tecno-Gaz S. p. A. a socio unico no se hace responsable por los daños derivados de la falta o inexactitud de los datos presentes en este documento. Las imágenes quieren sólo mostrar a los productos.