

Con una gráfica y contenidos
completamente renovados

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Órgano de información de la empresa realizado por Tecno-Gaz S.p.A.
Para recibir información póngase en contacto info@tecnogaz.com
o acceda al sitio internet www.tecnogaz.com

TECNO-GAZ NEWS

Octubre 2015
Número 4

información y oportunidades
directamente del fabricante al usuario

Es el momento de las


ideas inteligentes

360

Retos y Soluciones

Mejorar el
trabajo cotidiano
del odontólogo.
*El camino hacia
el éxito.*

Todos los derechos están reservados. La empresa puede aportar cambios de imágenes o de textos sin estar obligada a avisarlo previamente. Tecno-Gaz S.p.A. no se hace responsable por los daños derivados de la falta o inexactitud de los datos presentes en este documento. Las imágenes quieren sólo mostrar a los productos.



FOCUSON

NUEVOS DETERGENTES CERTIFICADOS

Multisteril CD

Su esterilización
certificada

con la nueva línea de
detergentes específicos
Multisteril CD
El único certificado
EN15883




página 4

¿CUÁNTOS KG ESTERILIZA? ESTA ES LA AUTOCLAVE PARA USTED...

Gama Onyx

El autoclave más
adecuado para usted



página 2

HA LLEGADO EL MOMENTO DE HACER QUE SU CONSULTA SEA OPERATIVA

Kyri + Smart Trolleys

La consulta
quirúrgica

El mundo de la odontología está
evolucionando y, con él, evoluciona la manera
de concebir los espacios y la operatividad.



página 8

página 14

Para obtener información sobre las propuestas y
sobre los argumentos presentados en Tecno-Gaz
News póngase en contacto con nosotros:

00 39 0521.8380




www.tecnogaz.com



Onyx B Autoclave para la esterilización de las cargas de tipo B

PARA SATISFACER SUS EXIGENCIAS LA GAMA ONYX SE DIVIDE EN 3



Elija el autoclave pensado para las necesidades de su estudio

Tecno-Gaz ha desarrollado la nueva gamma de autoclaves ONYX B para proporcionar una solución a cada una de sus exigencias. Flexibilidad, adaptabilidad, modularidad y ahorros son los principales beneficios que os garantiza Onyx B. Todo esto sin renunciar a la fiabilidad, sello de la calidad Tecno-Gaz, líder del sector del riesgo biológico.



Bajo consumo energético

La gama Onyx B tiene un consumo energético moderado y una relación inmejorable de consumo/carga. Ahorro económico y beneficio para el medio ambiente.



Precalentamiento stand by

Sistema de precalentamiento con stand-by para el mantenimiento de la temperatura mínima y consecuente reducción del tiempo total de los ciclos de esterilización.




5 kg

ONYXB 5.0



7 ciclos de esterilización

El ciclo adecuado para cada necesidad operativa



LA PRIMERA LÍNEA DE AUTOCLAVES CUANTITATIVA

¿Cuánto debe
esterilizar?

5 kg > 7 kg > 8 kg >

- Consumo



+ Carga



7 kg

ONYXB 7.0

8 kg

ONYXB 8.0



P.I.D. System

P.I.D. es el acrónimo de proporcional integral derivado y es la máxima expresión de los controles en cadena cerrada. La estructura de este sofisticado control es sencilla y flexible. **P.I.D. asegura un control y una monitorización constantes de todo el sistema funcional del autoclave, interviniendo automáticamente en el caso de irregularidades en los parámetros técnicos y electrónicos incorrectos. Un dispositivo que se comporta como un "técnico propiamente dicho" con capacidad de diagnóstico e intervención en tiempo real. Una solución que reduce anomalías y alarmas, garantizando la máxima fiabilidad y limitando al mínimo las paradas de la máquina.**



Tarjeta SD

El sistema con tarjeta SD asegura el registro y memorización de los datos de todos los ciclos realizados, los cuales se podrán descargar en el ordenador y ser gestionados. El sistema **Tarjeta SD permite poder actualizar constantemente el equipo, simplemente descargando las actualizaciones por vía informática y después introduciéndola en el sistema del autoclave. Una opción extraordinaria para tener siempre el dispositivo eficiente y actualizado.**



Alineación bórica

Alineación barométrica automática, que se predispone al primer arranque sin ninguna intervención técnica.



Conexión a la red hídrica

El autoclave, autónomo en agua, dispone de dos depósitos, para agua pura y usada, y esta predispuesto para la conexión directa con la red hídrica mediante el sistema de osmosis Pura Plus.



Validación del operador del ciclo

Sistema integrado que permite asociar al final del ciclo, **el operador con la carga esterilizada, y obtener además, la convalidación visual del mismo operador.**

Multisteril + Multisteril CD

¡EL ÚNICO SISTEMA CERTIFICADO

Caracterizarse por la profesionalidad premia su consulta

Certificado de la Universidad de Dresda sobre la capacidad limpiadora y desinfectante del Multisteril combinado con líquidos CTRL alt

Sistema integrado para la desinfección certificada

Optimización y racionalización de las cargas



Fases automáticas Multisteril





El Instituto de Higiene y Microbiología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Dresda ha realizado en el periodo mayo-julio 2014 **unas pruebas técnicas y microbiológicas sobre el uso asociado de la cuba multifunción Multisteril Tecno-Gaz y de los Líquidos de la línea Tecno-Gaz Ctrl Alt (Multisteril CD).** Las pruebas realizadas han comprobado **la eficacia de la deterción y de la desinfección del instrumental del dispositivo Multisteril combinado con Multisteril CD** según lo indicado por la Normativa Europea EN 15883, que especifica los requisitos particulares para los equipos de lavado y desinfección (WDS) diseñados para lograr el nivel de desinfección que se puede obtener mediante la limpieza y la desinfección térmica.

*El primer sistema
certificado que garantiza:*



**DETERSIÓN
CERTIFICADA**



**DESINFECCIÓN
CERTIFICADA**



**TUTELA DEL
INSTRUMENTAL**



Destrucción de la carga microbiana

Destrucción total de la carga bacteriana



Contaminación proteica residual


Eliminación de los residuos por debajo de los estándares mínimos



Eficacia de la cavitación

Excepcional, sin dañar el instrumental

3



2

Multisteril

Líquido concentrado para la deterción y desinfección de instrumental dental/médico e Instrumental rotatorio, sin aldehídos ni fenoles. Excelente compatibilidad con todo el instrumental dental.

Instrumental médico-dental de uso universal.
Instrumental dental rotatorio.





Free9


Ahorre tiempo y dinero con una cuba de 9 litros

Objetivo eficiencia Ahorre tiempo y dinero con una cuba de 9 litros

Ultrasonidos. Las ventajas de una cuba de 9 litros




Optimización y racionalización de las cargas



Tiempo ¿Cuánto ahorra con una cuba de 9 litros?



Energía ¿Cuánta ahorrará con una cuba de 9 litros?



Sustituya su cuba 3 lt. con free 9 litros

Póngase en contacto con nosotros para solicitar nuestra supervaloración de su usado!



SUPER
SUPERVALORACIÓN
DE SU USADO

Free9 Fases automáticas

1

Calentamiento

El dispositivo se encarga de calentar el líquido. Al alcanzar la temperatura fijada, se interrumpe la operación. Durante el lavado por ultrasonidos la temperatura del líquido de lavado aumenta.

2

Desgasificación (degas)

El dispositivo activa los ultrasonidos de forma intermitente. Este proceso reduce los gases disueltos en el líquido, lo cual mejora la eficiencia del lavado siguiente.

3

Lavado por ultrasonidos

Fase de lavado mediante cavitación ultrasónica.

4

Sweep

Los ultrasonidos son modulados en frecuencia y reducen los efectos negativos de las ondas estacionarias, lo cual aumenta la distribución de la energía ultrasónica en el líquido de lavado. La limpieza es más eficiente (mejora la cavitación).

5

Descarga

La cuba se vacía abriendo la válvula correspondiente.



Prueba de Esterilización

Pruebas obligatorias de control para autoclaves de tipo B

TECNO-GAZ
NEWS

Para la tutela de los pacientes y de los operadores

Prueba de esterilización máxima garantía también en las pruebas

nueva
línea

El usuario de un producto sanitario tiene el deber de controlar periódicamente la eficiencia del mismo dispositivo, siguiendo procedimientos fijados por las directivas, normativas o líneas guía.



B Test Plus
Art. 200-S



Spore
Art. TS002ZBK



VaporLine
Art. 200-S • 250 unidades

Prueba biológica

Finalidad: Sirve para evaluar la capacidad del autoclave a destruir todos los microorganismos incluidas las esporas.

Dispositivos: incubador biológico y ampollas de esporas. ¡Atención, muy importante! Las esporas se deben incubar en el plazo de 1 hora desde el proceso de esterilización.

Periodicidad: Aconsejada cada 30 días

Conforme a las normas: EN ISO 11138 -1



✓
PRUEBA
SUPERADA



✗
PRUEBA NO
SUPERADA

Integrador químico




Finalidad: Los integradores químicos, son los dispositivos más idóneos para el control de la esterilización con vapor, ya que interaccionan con todos los parámetros del ciclo, (presión, temperatura, tiempo) certificando la estabilidad correcta.

Dispositivos: VaporLine: sirve para evaluar la capacidad de esterilización del autoclave mediante los parámetros de la máquina.

Periodicidad:

- 1 vez al día para consultas monoprofesionales
- En todos los sobres para las consultas pluriprofesionales

Conforme a las normas: EN ISO11140-1 Clase 5



Bowie&Dick
Art. 269/S

Helix Test
Art. TS001ZHT
(envase con 50 tiras de recambio)

Vacuum Test

Prueba física: Bowie&Dick

Finalidad: Prueba física, sirve para evaluar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos porosos.

Dispositivos: Bowie&Dick, prueba física aplicable solo a los autoclaves capaces de esterilizar cargas porosas.

Periodicidad: Aconsejada cada 30 días

Conforme a las normas: 11140-4

VIRAJE EN
EL ORIGEN



RESULTADO
POSITIVO



Prueba física: Helix Test

Finalidad: Prueba física, sirve para evaluar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos huecos.

Dispositivos: Helix Test, aplicable solo a los autoclaves capaces de esterilizar cuerpos huecos.

Periodicidad: Aconsejada cada 30 días

Conforme a las normas: EN ISO 11138 -1

PRUEBA AL ORIGEN



PRUEBA SUPERADA



PRUEBA NO SUPERADA



Vacuum test

Finalidad: Vacuum test es un test de vacío de la cámara.

Dispositivos: Integrado en el autoclave

Periodicidad: Aconsejada cada 7 días

Conforme a las normas: EN ISO 11138 -1



LA CONSULTA QUIRÚRGICA *polivalente*

Trabajar en el ambiente perfecto

Tecno-Gaz ha decidido desarrollar el primer proyecto de CONSULTA QUIRÚRGICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA. Hasta hoy la propuesta, realizada por pocos, era un "ensamblaje" de soluciones derivadas del sector hospitalario, poco adecuadas para el sector odontológico.

Gracias a Tecno-Gaz nace el primer proyecto quirúrgico polivalente KYRI, estudiado y desarrollado para la cirugía moderna.

1

Kyri

El primer dispositivo quirúrgico estudiado para la odontología

Página 9



2

Kyri Cart

Sistema completo para un uso polifuncional

Página 9

3

Kyri Water Unit

Dispositivo de servicio modular

Página 9





Tecno-Gaz es el socio ideal para su desarrollo profesional

- ✓ Profesionalidad a los máximos niveles
- ✓ Operatividad al 100%
- ✓ Servicio y asistencia a 360°



El proyecto

El proyecto nace con la concepción de una solución integrada compuesta del primer sillón quirúrgico operativo para la odontología, una lámpara scialítica con especificaciones para la cirugía bucal, varios muebles inteligentes operativos, un cart y un grupo hídrico móviles. Todos estos dispositivos se integran en modo ergonómico para facilitar y optimizar el trabajo del cirujano.



Las soluciones

¿Quiere realizar una consulta quirúrgica?

Si quieren destinar una consulta exclusivamente para las actividades quirúrgicas, pueden dotarse con:

- Unidad operativa quirúrgica KYRI
- Lámpara quirúrgica ORION 40DS
- Línea de muebles técnicos KYRI SMART TROLLEY

¿Quiere realizar una consulta quirúrgica polivalente?

Si usted desea organizar una consulta no solo para la actividad quirúrgica, sino también para las prácticas odontológicas normales, puede dotarse con:

- Unidad operativa quirúrgica KYRI
- Cart con instrumental KYRI KART
- Grupo hídrico KYRI WATER UNIT
- Lámpara quirúrgica ORION 40DS
- Línea de muebles técnicos KYRI SMART TROLLEY



Servicios estudiados para ustedes

Tantos servicios exclusivos para quien elige las soluciones Tecno-Gaz



4 ORION 40 DS

Lámpara scialítica estudiada para un uso odontológico

Página 10

5 Smart trolley

El primer Mobiliario Técnico Profesional Inteligente

Página 12 - 13

Kyri elemento aprobado

Mucho más que un sillón

La perfecta combinación entre una mesa operatoria y un sillón de una unidad odontológica. Kyri representa el núcleo alrededor del cual construir el propio ambiente de trabajo ideal. Sus 5 ejes de movimiento, además del reposacabezas orbital con movimiento 3D, otorgan un nivel de flexibilidad único de su tipo. **Kyri es la combinación perfecta entre una mesa operatoria y un sillón de una unidad odontológica.**

Tecnología a la vanguardia

- Articulaciones complejas multi-ejes
- Sistema anti-desvestimiento
- Sistema de aspiración integrado
- Pedal inalámbrico
- Integración total con los demás dispositivos de la sala
- Reposacabezas orbital
- Sistemas de estabilización



Reposacabezas orbital 3 ejes

En las intervenciones de cirugía dental, el correcto posicionamiento de la cabeza del paciente es fundamental para **ayudar al equipo odontológico a trabajar lo mejor posible.**

Para trabajar mejor

Una **mejor posición** y menos estrés muscular del paciente **hacen que sea más fácil** ejecutar el propio trabajo.

Pacientes mas relajados

Además, una correcta posición **reduce las tensiones cervicales** del paciente, aumentando el confort postural.



Elija lo mejor
Para usted y para sus pacientes

Respaldo envolvente

Cantos redondeados para obtener la máxima accesibilidad del campo operatorio



Recorrido reposacabezas orbital **(200 mm)**



Máximo confort

Gracias al sistema "HPS CS (Opcional: Human Pressure Spot Compensation System) la unidad de tratamiento KYRI se **amolda de forma activa al paciente adaptando constantemente la forma del acolchado a la morfología del paciente.** Un paciente cómodo es un paciente que colabora y que podrá contar que ha vivido una experiencia positiva.

En las intervenciones de cirugía dental, el correcto posicionamiento de la cabeza del paciente es fundamental para ayudar al equipo odontológico a trabajar lo mejor posible.

Posiciones infinitas en 5 ejes

Kyri le respalda en cualquier situación. Gracias a sus 5 ejes de movimiento puede adoptar todas las posiciones necesarias para la operatividad convencional y también en caso de situaciones imprevistas o insólitas.

Odontológica



Kyri creada para:

- ✓ Lograr una mejor calidad en el trabajo
- ✓ Recibir al paciente y garantizarle el máximo confort
- ✓ Dar un valor adicional a su consulta

4 Elementos separados para el máximo confort del paciente:
Cabeza, Tronco, Muslos, Piernas

Extremidad inferior articulada

Riel lateral

Mecanismo "anti-desvestimiento"

¡Personalícela como desee!
Elija entre los colores disponibles.

Kyri Cart



Mucho más que una unidad

Posibilidad de configuración y flexibilidad operativa gracias al Kyri Cart. Cinco opciones para instrumentos y control total del ajuste de Kyri para guardar y retomar sus posiciones preferidas.

Kyri Water Unit



¡Perfecto en su consulta!

El complemento ideal que hace multifuncional la consulta integrada Kyri es Kyri Water Unit. Permite el aclarado y permite la gestión de la aspiración quirúrgica gracias al tablero portacánula equipado con 2 cánulas. Kyri Water Unit es el elemento de unión con los sistemas de aspiración de la consulta. La altura variable con la estructura telescópica se adapta a la ergonomía operatoria y permite guardar Kyri Water Unit bajo los planos de trabajo.

Posiciones anti-shock y de emergencia

Ortopnoica o semisentada

Trendelenburg

Fowler

Mesa quirúrgica

Altura variable





Orion40DS Le ofrece la luz adecuada

Ejecución precisa con una mejor vision



Con una lampara scialitica de cirugia

Intensidad luminosa hasta:
130.000 Lux

Temperatura del color:
4.500/5.000 K

Campo iluminado:
15 cm y 20 cm

Especial para la cirugia oral

¿Porque una lampara de cirugia?

La lampara debe garantizar al odontólogo una vision precisa del campo operado. El efecto scialitico de las 30 Led de Orion 40DS asegura la eliminación de las sombras mejorando en consecuencia el trabajo. La intensidad luminosa calibrada protege los ojos del profesional.




Posibles daños visuales de una iluminación tradicional

La iluminación adecuada es el elemento fundamental de una visión correcta, por eso es necesario ocuparse desde el principio de su carrera, y no después que hayan surgido los problemas.




Invierta en su principal instrumento de diagnóstico: sus ojos.




Orion40 DS



Techo
Art. LC002LRD



Pared
Art. LC001LRD



Otro soporte
Art. LC003LRD





Campo
iluminado **20 cm**



Campo
iluminado **15 cm**



Doble rango de iluminación

Los rangos de intensidad luminosa de la Lámpara Orion 40DS cambian en base a las necesidades del operador:

- Función E-Dental Light: de 20.000 Lux a 55.000 Lux con un campo iluminado de 15 cm.
- Función ORION Light: de 40.000 Lux a 130.000 Lux con campo extendido a 20 cm.



Iluminación parabólica indirecta

¡La única lámpara scialitica para la cirugía bucal!

Orion 40 DS es una evolución de la conocida Orion 40 dedicada a las exigencias clínicas del odontólogo. Nace la primera lámpara scialitica **específicamente desarrollada para la cirugía dental** gracias a sus características calibradas según las necesidades odontológicas: **foco a 100 cm y campo iluminado de 15 cm, intensidad luminosa hasta 130.000 lux y temperatura de 4500/5000 K**. ORION 40 DS es la primera lámpara multifuncional para la práctica odontológica gracias a la **exclusiva tecnología E-Dentalight que calibra la iluminación para un uso adecuado para la odontología**.



E-Dentalight

La función permite iluminar un campo de 15 cm, tamaño que corresponde a las medidas de un boca angulada a 45°. Esta exclusiva función permite encender dos módulos y regular la intensidad y la temperatura del color.



Luz fría

El aumento de la irradiación térmica en el campo operatorio es proporcional a la cantidad y a la potencia de los leds empleados. Tecno-Gaz, gracias al concepto de luz indirecta utiliza un número reducido de ledes.

Orion60

Intensidad luminosa hasta:
130.000 Lux

Temperatura del color:
4.500/5.000 K

Diámetro externo del reflector
Ø 630 mm



Orion80

Intensidad luminosa hasta:
160.000 Lux

Temperatura del color:
4.500/5.000 K

Diámetro externo del reflector
Ø 790 mm





SmartTrolleys el primer ATP Mobiliario Técnico Profesional

Ha llegado el momento de **HACER QUE SU CONSULTA SEA OPERATIVA**

Tecno-Gaz ha creado el concepto SMART TROLLEY, cambiando lo que parecía inmutable. Los SMART TROLLEY son una revolución copernicana, no solo porque innovan completamente un segmento de mercado, sino **porque cambian de hecho la identidad y el papel de un importante componente de la estructura odontológica. "EL MUEBLE"** ya no es tan solo un componente de valorización visual de la estructura, **sino que se convierte en un elemento de organización, orden y eficiencia, transformándose en una pieza activa en las prácticas de trabajo cotidiano.**



- ✓ Nacidos para hacer que el trabajo sea fácil y productivo
- ✓ De contenedor a dispositivo operativo al 100%
- ✓ *Adecuado para todas las consultas:* muy fáciles de integrar y configurar



Más las unidades de servicio

Distribuidor de material de usar y tirar



Lavabo

*¿Le parecen solo muebles? **Pruebe a mirar mejor...***

Le presentamos su nuevo equipo
¡Más operativo que nunca!



En su espacio llega una nueva revolución copernicana

Unidades funcionales operativas que giran alrededor de sus exigencias



Configuraciones infinitas para adaptarse a todas las consultas

Más de 80 configuraciones posibles a partir de 5 elementos básicos.

Cajones

1U

2U

3U

4U

Plano inclinable



Smart Trolley Intraoperatorio



1U 3U 3U

Cajones "1U" y "3U" con bandejas para piezas pequeñas e instrumental

Amplio espacio de "3U" para guardar objetos y materiales

Bandeja para piezas pequeñas e instrumental



Smart Trolley Electromédico



Dos planos inclinables con borde de contención
Panel para cableado escamoteable con desmontaje fácil

Base portareostato rebajada con hendiduras para el cableado



Base Portareostato




Smart Trolley Para después de la intervención




2U 4U

Cajón 2U con dos cubas INOX con tapa con junta antichapoteo

Cajón 4U con contenedores recogida selectiva



Contenedores recogida selectiva



Equipos dentales

diseñados pensando
en sus necesidades

Struttura **100%**
PFL
Plastic Free Logic



TYGI **B**

El modelo de sillón B con mecanismo de elevación de tipo pantógrafo asegura una excelente operatividad. Gracias al diseño cónico de la base, convierte el trabajo del personal odontoiátrico en una experiencia agradable y un trabajo eficiente.



Ningún compromiso con la calidad en toda la gama



100% hecho en fabrica



TYGI

Los equipos dentales Tecno-Gaz TYGI ofrecen una calidad elevada y de identico nivel en todos los equipos de la gama.



TYGI **100**

Construidos para ustedes

Al elegir un producto pueden evaluarse muchos aspectos. Que el equipo cumpla con sus necesidades es fundamental.

Por eso le damos la oportunidad de seleccionar las opciones que mejor se adecuen con sus expectativas.



TYGI **L**

El sillón tipo L, con mecanismo de elevación vertical ofrece una gran facilidad de acceso para el operador y para el personal, y gracias a una superficie de apoyo en el suelo muy reducida, permite una limpieza del ambiente mas fácil.



100% Materiales Nobles



100% Estructura Plastic Free Logic



TYGI **300**



TYGI **500**

Xenos, lámpara dental LED.

La más alta calidad es estándar.

Xenos - Dental LED light

El diseño de la lámpara LED Xenos está pensado para satisfacer las necesidades de la odontología moderna. La intensidad ajustable de 8.000 a 30.000 lux permite iluminar perfectamente el campo de trabajo, enfatizando los pequeños detalles de la cavidad oral. La temperatura de color de 5.500°K corresponde a una luz suave y neutra.

Articulación esférica 3DSYSTEM



La articulación esférica permite dirigir con facilidad la luz en la dirección requerida. El movimiento 3 ejes permite maniobrar la lámpara sin limitaciones mecánicas.



Intensidad luminosa hasta:
8.000 → 30.000 Lux

Temperatura del color:
5.500 K



Escupidera giratoria ergonómica

Cuenca para enjuagar, totalmente desmontable, para una limpieza completa.



Unidad Hidrica

Bloque pivotante que permite un máximo acceso, sobre todo para pacientes con movilidad reducida. Es compatible con los instrumentos del auxiliar.

Control eficiente y continuativo del riesgo biológico

Sistemas de control del riesgo biológico

- ACC Anti Cross Contamination
- IDS Instruments Disinfection System
- SWS Separate Water Supply

Sistema de desinfección

Sistema automático IDS "Sistema de Desinfección de Instrumentos" para la prevención de las contaminaciones cruzadas de las piezas de mano y turbinas.

Materiales sólidos

Cada segmento se caracteriza por una cuidadosa investigación los materiales a utilizar. Logica Plastic Free y un alto nivel de estabilidad. Usted se dará cuenta de inmediato de estar frente a un producto de calidad.




Tygi ofrece: líneas limpias, máxima posibilidad de desinfección, máxima coplanaridad de las superficies gracias a la reducción de las ranuras.

TYGI

Acolchado suave

Presente en la parte trasera del respaldo, para la máxima comodidad del operador.



Sistema anti-desvestimiento

Sillón de alto rendimiento con el sistema "AU anti Undress". Equipado de serie con el sistema de protección de la tapicería en la zona de los pies.



Revestimiento silla sin puntadas

Para obtener la máxima elegancia y funcionalidad. El acolchado en la zona asiento es fácil de quitar para cualquier necesidad.





MasterFluxPlus Equipo para la sedación con control de flujos automático

SEDACIÓN CONSCIENTE

solo Tecno-Gaz le propone un recorrido...

1

Asistencia de los asesores en la preventa

Su especialista Tecno-Gaz puede guiarle para sacar el máximo valor a su inversión.

2

Servicio plus y escolarización avanzada

Dos años de garantía y formación realizada por personal cualificado.



La solución para el miedo a los tratamientos odontológicos

3

Ayuda para la promoción en la consulta

Catálogos ilustrativos y carteles para informar a sus pacientes.

4

Ventajas económicas y ofertas

Condiciones ventajosas para los productos de monitorización y primeros auxilios.



¿Por qué utilizar la sedación consciente?

Intervenciones cada vez más complejas y más invasivas implican unos tratamientos de más duración. Requiere un nuevo modo de relación con el paciente. El desarrollo de equipos específicos para cada caso pone a disposición del odontólogo, sistemas capaces de reducir la tensión operatoria, aumentar la conformidad del paciente y maximizar la productividad.



Muchas ventajas

Para sus pacientes

- Reducción de la ansiedad
- Aumenta la resistencia al dolor
- Reducción de la percepción del tiempo
- Eliminación del reflejo de la náusea
- Bienestar psicofísico

Por lo tanto para usted significa

- Paciente más colaborador y fácil de tratar
- Reducción de la tensión para el operador
- Reducción de los tiempos de tratamiento
- Mayor fidelización del paciente



Los tubos pasan por encima de la cabeza del paciente permitiendo un máximo trabajo ergonómico


Fijación con el reposa cabeza que facilita el mantenimiento en posición de los tubos.

120°

...hacia la excelencia

¿Por qué utilizar MasterFlux Plus?

Master Flux Plus el único equipo capaz de aumentar exponencialmente el confort del paciente haciendo que el trabajo del clínico sea sencillo. Todos las partes los fabrica Tecno-Gaz y se someten a un control individual escrupuloso. Para evitar al paciente un impacto visual y psicológico negativos se ha adoptado un mueble elegante que pueda contener las bombonas de oxígeno y óxido nitroso con los correspondientes reductores y conexiones. Master Flux Plus ha superado las pruebas requeridas por la norma EN 60204.



Máxima seguridad operativa

MasterFlux Plus cuenta con **6 sistemas de seguridad** diferentes para controlar la distribución



Ya tengo Masterflux

¿Estas ventajas también son para mí?

Esto y mucho más...

¡Póngase en contacto con nosotros lo antes posible para descubrir las ventajas que le hemos reservado!





Los dispositivos adecuados PARA AFRONTAR DE LA MEJOR MANERA LAS EMERGENCIAS



Control y diagnostica

Monitor MD

7 parámetros

- Ecg 5 canales 2 trazas
- Presión sistólica/diastólica/media
- Ritmo cardíaco
- Pulsioxímetro
- Control de la respiración
- Temperatura con doble sonda
- Registro de parámetros.

Funciones

Monitor multiparamétrico, con indicación numérica y trazado
Funciona con pila y electricidad
Con impresora incorporada
Conexión a la red eléctrica para el control a distancia
Regulación y configuración de parámetros
Monitor 10 pulgadas

Vital Monitor

4 parámetros

- Saturación de oxígeno
- Presión sanguínea
- Frecuencia cardíaca
- Visualización curva pletismográfica

Con

- Sensor SpO₂
- Enganche para adultos
- Prolongación para el enganche
- Bolsa bandolera
- Cable USB + Software (plataforma Windows®)

Compacto:

para la máxima manejabilidad.

Portátil:

gracias al inalámbrico.

Gestión sencilla y económica suministro con pilas cilíndricas.

Ergonomía operativa

ya que dispone sólo de dos sensores.

Vital Test

3 parámetros

- Saturación de oxígeno
- Presión sanguínea
- Visualización curva pletismográfica

Estudiado para el uso en ambiente médico. Sencillo y con muchas funciones se puede suministrar con un soporte, estudiado para poderlo fijar a la unidad, a la pared o a otro soporte. Esta opción permite tener un control continuo del aparato y hacer que se convierta en un instrumento cómodo de uso constante.

Funciones

- **Visualización onda** o lectura decimal de los valores
- Selección **lectura adultos-niños**
- **Sonido** y correspondiente volumen regulable
- **Alarmas mín./máx. SPO2 y PR**
- **Identificación paciente**
- **Fecha constatación**


Oxigenación

AirOx, reanimador con bombona de oxígeno

Dispositivo importante ya que el oxígeno es el sustrato base para hacer que sobrevivan las células. La bombona debe garantizar la distribución de por lo menos 1 hora a 15 litros al minuto. La bombona debe ser de mínimo 5 litros de líquidos (1.000 litros gaseosos).

Tecno-Gaz puede suministrar el reanimador Air-ox con:

- **Bombona de oxígeno de 5 l** (litros de gas 1000) con reductor y dosificador de litros
- **Máscara de oxígeno-terapia**
- **Reanimador con máscara**
- **Accesorios varios** (abre-boca, tira-lengua, cánulas de Guedel, tubos).



ELECTRODOS
UNIVERSALES

¡EL ÚNICO
DESFIBRILADOR
CON CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS!



Desfibrilación

TecnoHeart Plus, ¡el dispositivo salvavidas!

El desfibrilador semiautomático es un dispositivo capaz de realizar la desfibrilación de las paredes musculares del corazón de manera segura, desde el momento que está equipado con sensores para reconocer el paro cardíaco debida a arritmia, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En los casos mencionados arriba el desfibrilador determina automáticamente si es necesaria una descarga y selecciona el nivel de energía necesario. El usuario que lo maniobra no tiene la posibilidad de forzar la descarga cuando el dispositivo señala que ésta no es necesaria.

- Siempre listo para usar (electrodos preconectados)
- Auto check internos para la máxima eficiencia operativa
- Producto salvavidas certificado
- Tecla de selección función Adulto/Niño integrada



E-Point, todo lo que hace falta en el menor tiempo posible

La emergencia requiere la máxima atención en los aspectos de organización y de operación, por lo tanto la racionalización de los equipos es un aspecto determinante. Tecno-Gaz S.p.A. ha realizado E-POINT, un centro móvil de primeros auxilios. En las emergencias la velocidad es el aspecto primario, por lo tanto poder tener una instalación móvil ya preparada para el uso es seguramente la máxima expresión operativa.

Esta solución permite poder tener una instalación que puede alojar:

- el set para reanimación
- el desfibrilador
- el monitor multi-parámetros
- el pulsioxímetro

*La solución ideal
para todos los
centros sanitarios*



Una o varias funciones vitales en riesgo

Emergencia crítica



!Disfrute de la conveniencia!

Con los Bundles Tecno-Gaz!



BUNDLE 1

Onyx B 5.0 +
Pura Plus =

Precio
de lista

~~4.828€~~

Precio oferta

3.990€^{TTC}



Art.
AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B



Art.
O1002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis

AHORRA
MAS DE
800€

BUNDLE 2

Onyx B 7.0 +
Pura Plus =

Precio
de lista

~~5.338€~~

Precio oferta

4.390€^{TTC}



Art.
AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B



Art.
O1002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis

AHORRA
CASI
950€



Art.
AB017ZXZ

Onyx B 8.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
OI002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis

AHORRA
MAS DE
1.150 €

BUNDLE 3

Onyx B 8.0 +
Pura Plus =

Precio
de lista

~~5.644€~~

Precio oferta

4.490€ ^{TTC}



Art.
2033S2

Europa B Evo

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
2200S

Multisteril

Lavadora multifunción
con desinfección y secado

AHORRA
MAS DE
1.050 €

BUNDLE 4

Europa B Evo +
Multisteril =

Precio
de lista

~~6.950€~~

Precio oferta

5.890€ ^{TTC}



Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Liquido concentrado para
detersión y desinfección

Art.
2200S

Multisteril

Lavadora multifunción
con desinfección y secado

AHORRA
CASI
600€

BUNDLE 5

**Multisteril CD +
Multisteril =**

Precio
de lista **~~3.074€~~**

Precio oferta

2.490€



**4PACK X 6
UNIDADES**
24 unidades

Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Liquido concentrado para
detersión y desinfección

Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Liquido concentrado para
detersión y desinfección

AHORRA
MAS DE
270€

BUNDLE 6

**4 Multisteril CD +
1 Multisteril CD =**

Precio
de lista **~~1.220€~~**

Precio oferta

990€

Bundles Oferta valida hasta el 31/12/2015



Art.
11250

B-Test Plus

Incubadora biológica
de 3 viales

Art.
TS006Z00

Pruebas anuales de control autoclaves

Composición : 20 Viales, 50 Helix Test,
250 Vaporline, 12 Bowie & Dick

AHORRA
MAS DE
230€

BUNDLE 7

**B-Test Plus +
Pruebas anuales de
control autoclaves =**

Precio
de lista

~~728€~~

Precio oferta

490€



Art.
MF006ZMF

MasterFlux Plus

Aparato para la sedación

Art.
11250

Vital Test

Pulsioxímetro

AHORRA
MAS DE
800€

BUNDLE 8

**MasterFlux Plus +
Vital Test =**

Precio
de lista

~~4.802€~~

Precio oferta

3.990€



Art.
MF820ZMF

Circuito completo

- Tubos
- Articulación
- Cinta apoyo cabeza

Art.
MF821/822/823ZMF

Kit mascarà nasal completo

- Mascarà
- Dispositivo valvola
- Cinta nuca

Art.
11250

Vital Test

Pulsioxímetro

AHORRA
270€

BUNDLE 9

**Circuito completo +
Kit maschera nasale +
Vital Test =**

Precio
de lista

~~1.260€~~

Precio oferta

990€

Bundles Oferta valida hasta 31/07/2015



Art.
KT005ZDM

CPRtg

Masseur cardiaque
extérieur

Art.
AE003Z12

TecnoHeart Plus

Desfibrilador semiautomático

AHORRA
CASI
350€

BUNDLE 10

CPRtg +
TecnoHeart Plus =

Precio
de lista **~~1.837€~~**

Precio oferta

1.490€

Art.
3002-E

Air-Ox

Reanimador
equipado con
botella oxígeno



Art.
AE003Z12

TecnoHeart Plus

Desfibrilador semiautomático



AHORRA
MAS DE
1.000€

BUNDLE 11

Air-Ox +
TecnoHeart Plus +
CPRtg + E-Point =

Precio
de lista **~~3.521€~~**

Precio oferta

2.490€

INDISPENSABLES
PARA GESTIONAR LAS
EMERGENCIAS EN SU CLINICA

Art.
KT005ZDM

CPRtg

Masseur
cardiaque
extérieur



Art.
M0002MPS

E-Point

Centro móvil de primeros
auxilios

