

Con una gráfica y contenidos
completamente renovados

Tecno-Gaz S.p.A. Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Órgano de información de la empresa realizado por Tecno-Gaz S.p.A.
Para recibir información póngase en contacto info@tecnogaz.com
o acceda al sitio internet www.tecnogaz.com

TECNO-GAZ NEWS

Febrero 2016
Número 5

información y oportunidades
directamente del fabricante al usuario

360° Soluciones para la odontología.

Todos los derechos están reservados. La empresa puede aportar cambios de imágenes o de textos sin estar obligada a avisarlo previamente. Tecno-Gaz S.p.A. no se hace responsable por los daños derivados de la falta o inactividad de los datos presentes en este documento. Las imágenes quieren sólo mostrar a los productos.

FOCUSON

RIESGO BIOLÓGICO

Esterilización del instrumental

Soluciones para eliminar las infecciones

página 4



MULTISTERIL

Lavadora multifunción

El único sistema certificado

página 6



GAMA ONYX B

Autoclaves cuantitativa

Elija el autoclave pensado para las necesidades de su estudio

página 8



SEDACIÓN CONSCIENTE

MasterFlux Plus

Mejor es su prestación, mayor confort para el paciente

página 10



ILUMINACIÓN

Proteja su vista

¡La única lámpara esclerótica odontológica!

página 12



KYRI

Mucho más que un sillón

Elija lo mejor para usted y para sus pacientes

página 14



SMART TROLLEY

De configuración infinita

¿Le parecen solo muebles? Pruebe a mirar mejor....

página 16



ASIENTOS ORTOPÉDICOS

ErgoSeat y ErgoSeat Plus

La expresión óptima en ergonomía y bienestar de los trabajadores.

página 18



ASPIRACIÓN QUIRÚRGICA

Kyri DSS

La referencia absoluta en el tratamiento de la aspiración de las secreciones durante las intervenciones quirúrgicas

página 19



PRIMEROS AUXILIOS

Dispositivos salvavidas

Por lo tanto estar equipado con estos aparatos es un deber jurídico, ético y profesional

página 20



Para obtener información sobre las propuestas y sobre los argumentos presentados en Tecno-Gaz News póngase en contacto con nosotros:


00 39 0521.8380

www.tecnogaz.com

The diagram is a circular chart with a central blue circle labeled "Producto". Surrounding this center are four colored segments, each representing a different aspect of the product. Each segment is further divided into sub-segments, which are listed in the outer ring of the chart.

- Riesgo Biológico (Red Segment):**
 - Sterilize
 - One
 - Test
 - B-Test
 - Pura
 - AirOx
- Primeros Auxilios (Yellow Segment):**
 - Monitor MD
 - Mobile CMS
 - VitalTest
 - TecnoHeart
 - Luce
 - Orion
 - Slim
- Iluminación (Green Segment):**
 - PAXiD
 - HD3000
 - HD1000
 - PAXiD
 - Smarttrolley
 - Kyri DSS
 - Kyri Cart
 - Kyri WaterUnit
 - MasterFlux
 - Era
 - Thea
 - Clip
- Radiología (Dark Blue Segment):**
 - Kyri
 - Tydi
 - Kyri Cart
 - Kyri WaterUnit
 - MasterFlux
 - Era
 - Thea
 - Clip

Para Tecno-Gaz, lo principal no es el producto sino el cliente.




Construimos *el futuro*

*Construimos el futuro,
día tras día, idea tras
idea, recomendación tras
recomendación.*

**Ponemos la máxima atención
en mercados cada vez más
dinámicos con el fin de captar
todas las oportunidades que
nacen a todos los niveles de
la cadena de valor. Así vemos
nuestro futuro.**

Nuestra obligación de líder es crear instrumentos,
elaborar estrategias y guiar la evolución futura del
mercado. Desde hace 35 años, Tecno-Gaz emplea
la innovación, las ideas y las iniciativas como
vector principal vector de éxito.

**El cóctel ideal para cada mercado,
para cada país, para cada cliente.**



UN FUTURO COMÚN.

Riesgo Biológico

El concepto de prevención debe considerarse un verdadero proyecto cultural y estructural y llevarse a cabo con eficacia y sumo cuidado. Con Tecno-Gaz puede disponer del programa más completo, racional y seguro en materia de esterilización del instrumental: ninguna otra empresa cuenta con soluciones como las nuestras, estudiadas para asegurar todas las actividades y garantizar un resultado óptimo. Tecno-Gaz S.p.A. pone a su disposición soluciones para eliminar las infecciones aéreas y para gestionar y tratar el agua, un aspecto esencial para cualquier instalación médica.

Esterilización del instrumental

	RECOGIDA	LIMPIEZA	DESINFECCIÓN QUÍMICA	LIMPIEZA
	1 	2  Clean Dispositivo para la limpieza del instrumental	3  Artica Cubetas de desinfección	4  Free Cubetas ultrasonidos
Procedimientos para la esterilización correcta del instrumental manual	1 	2  Clean Dispositivo para la limpieza del instrumental	3 	Multisteril Cubeta multifunción ¡Sistema multifunción para la gestión del protocolo de esterilización! Desinfección, ultrasonidos, enjuague y secado en un solo dispositivo.
Procedimientos para la esterilización correcta del instrumental rotatorio	1 	2  Clean Dispositivo para la limpieza del instrumental	3 Ekstra Plus Mantenimiento automático de turbinas e instrumentos manuales Ekstra Plus puede limpiar/desinfectar y lubricar selectivamente 2 turbinas y 2 instrumentos manuales/contrángulos simultáneamente de manera automática.	

9 Test de esterilización

Kit para test de esterilización

- Test biológicos
- Integradores químicos
- Test físicos



B-Test Plus

See Test

Incubadoras biológicas



10 Depuración del agua

Pura Plus

Sistema por ósmosis





SECADO

5

Free9
9L.



Unika

Secador de instrumental

ENSOBRADO

6



One

Selladora

TRAZABILIDAD

7



Tecno-Print

Impresora para trazabilidad
con codigos de barras

ESTERILIZACIÓN

8



Autoclaves Tecno-Gaz

Multisteril CD
Líquido certificado



4



One

Selladora

5



Tecno-Print

Impresora para trazabilidad
con codigos de barras

6



Autoclaves Tecno-Gaz

4



One

Selladora

5



Tecno-Print

Impresora para trazabilidad
con codigos de barras

6



Autoclaves Tecno-Gaz

11

**Esterilización
del aire
Sterilair Pro**

Distiller

Sistema de
depuración del agua



Multisteril + Multisteril CD

¡El único sistema certificado!

Eficiencia y productividad. Disponga de mas tiempo para atender a los pacientes.

La eficacia de Multisteril y los líquidos CTRL alt para la limpieza y desinfección certificada por la Universidad de Dresde

Sistema integrado para la desinfección certificada

Optimización y racionalización de las cargas



Fases automáticas Multisteril





El Instituto de Higiene y Microbiología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Dresda ha realizado en el periodo mayo-julio 2014 unas pruebas técnicas y microbiológicas sobre el uso asociado de la cuba multifunción Multisteril Tecno-Gaz y de los Líquidos de la línea Tecno-Gaz Ctrl Alt (Multisteril CD). Las pruebas realizadas han demostrado la eficacia del dispositivo Multisteril combinado con Multisteril CD para la limpieza y desinfección del instrumental conforme a la Norma Europea EN 15883 en la que se indican los requisitos específicos que deben cumplir los equipos de lavado y desinfección (WDS) diseñados para alcanzar un grado de desinfección a través de la limpieza y la desinfección térmica.

El primer sistema
certificado que garantiza:



LIMPIEZA
CERTIFICADA



DESINFECCIÓN
CERTIFICADA



SEGUIMIENTO DEL
INSTRUMENTAL



Destrucción de la carga microbiana

Destrucción total de la carga bacteriana



Contaminación proteica residual


Eliminación de los residuos por debajo de los estándares mínimos



Eficacia de la cavitación

Excepcional, sin dañar el instrumental

3



2

Multisteril CD

Líquido concentrado para la limpieza y desinfección de instrumental dental/médico e Instrumental rotatorio, sin aldehídos ni fenoles. Excelente compatibilidad con todo el instrumental dental.

Instrumental médico-dental de uso universal.
Instrumental dental rotatorio.



Para satisfacer sus exigencias la gama ONYX Se divide en 3



Elija el autoclave más adecuado para las necesidades de su clínica

Tecno-Gaz ha desarrollado la nueva gama de autoclaves ONYX B para proporcionar una solución a cada una de sus exigencias. Flexibilidad, adaptabilidad, modularidad y ahorro son los principales ventajas que garantiza Tecno-gaz. Todo esto sin renunciar a la fiabilidad, sello calidad de Tecno-Gaz, líder del sector del riesgo biológico.



Bajo consumo energético

La gama Onyx B tiene un consumo energético moderado y una relación inmejorable de consumo/carga. Ahorro económico y beneficio para el medio ambiente.



Precalentamiento stand by

Sistema de precalentamiento con stand-by para el mantenimiento de la temperatura mínima y consecuente reducción del tiempo total de los ciclos de esterilización.




5 kg

ONYXB 5.0



7 ciclos de esterilización

El ciclo adecuado para cada necesidad operativa



LA PRIMERA LÍNEA DE AUTOCLAVES CUANTITATIVA

¿Cuánto debe
esterilizar?

5 kg > 7 kg > 8 kg >

- Consumo
+ Carga



7 kg

ONYXB 7.0

8 kg

ONYXB 8.0



P.I.D. System

P.I.D. es el acrónimo de proporcional integral derivado y es la máxima expresión de los controles en cadena cerrada. La estructura de este sofisticado control es sencilla y flexible. **P.I.D. asegura un control y una monitorización constantes de todo el sistema funcional del autoclave, interviniendo automáticamente el caso de irregularidades en los parámetros técnicos y electrónicos incorrectos. Un dispositivo que se comporta como un "técnico propiamente dicho" con capacidad de diagnóstico e intervención en tiempo real. Una solución que reduce anomalías y alarmas, garantizando la máxima fiabilidad y reduciendo al máximo las paradas de la máquina.**



Tarjeta SD

SD permite el registro y la memorización de los datos de todos los ciclos realizados y su descarga en el ordenador para el tratamiento posterior. **Tarjeta SD permite la actualización continua del equipo mediante descarga de las actualizaciones por Internet y su introducción en el sistema del autoclave. Una opción extraordinaria para tener siempre el dispositivo eficiente y actualizado.**



Conexión a la red hídrica

El autoclave, autónomo en agua, dispone de dos depósitos, para agua pura y usada, y puede conectarse directamente a la red de abastecimiento de agua mediante el sistema de osmosis Pura Plus.



Alineación bárica

Alineación barica automática, que se instala en el primer encendido sin ninguna intervención técnica.



Validación del operador del ciclo

Sistema integrado que permite asociar al final del ciclo, el operador con la carga esterilizada, y obtener además, la convalidación visual del mismo operador.

Sedación consciente *Masterflux Plus*

La complejidad de las intervenciones y su mayor carácter invasivo ha determinado un ligero aumento de la duración de las sesiones. Por ello es necesario pensar en un nuevo modo de aproximación al paciente. Gracias a la sedación consciente es posible reducir la tensión operatoria, aumentar la conformidad del paciente y consiguientemente, la productividad.

Mejor prestación, mayor comodidad para el paciente

Ventajas en la intervención: el odontólogo trabaja con absoluta comodidad.

Bienestar del paciente: el paciente sedado es colaborador y se encuentra en un estado de bienestar absoluto.

Seguridad: no existen peligros y la analgesia sedante puede emplearse sin anestesia.



Las mascarillas nasales ya no se fabrican íntegramente de silicona, presentan una concha central de polisulfona rígida y transparente que permite la visibilidad y evita cualquier torsión garantizando una retención perfecta. El cojinete adaptador de retención y la horquilla frontal garantizan una colocación perfecta y estable, evitando cualquier dispersión o pérdida de gas. Todos los elementos de la mascarilla nasal pueden esterilizarse en autoclave.



Fácil accesibilidad para la intervención

Los tubos de suministro de gases laterales dificultan el acceso a la hora de realizar las intervenciones odontológicas habituales. IntelliFlux suministra los gases a través de dos tubos centrales que no intervienen con las actividades del odontólogo.



IntelliFlux

DELIVERY SYSTEM

IntelliFlux ha sido diseñado para resolver los problemas que presentan las mascarillas y conexiones de sedación tradicionales.



Goma de sostén posterior para fijar mejor la mascarilla a la cara del paciente.



Racor con válvula de no retorno para evitar dispersiones e incrementar y acelerar la sedación.



Nucal: el bloqueo del circuito se realiza gracias a un nucal de neopreno, blando e idóneo para todas las personas.



Racor para fijar los conductos a la unidad

Ver bien. Ver mejor.

con una lámpara
esclerótica odontológica

Intensidad luminosa hasta:
130 000 Lux

Para la cirugía dental:
56 000 Lux

Temperatura del color:
4 500/5 000 K

Campo iluminado:
15 cm y 20 cm



Especial para uso odontológico




¿Porque una lámpara quirúrgica?

La iluminación debe garantizar que las informaciones recibidas por el dentista durante la cirugía sean fieles. Debe también suministrar la cantidad de luz adecuada y suficiente en todas las posiciones de la boca del paciente, especialmente cuando angulada a 45°.

Visuales derivados de de una iluminación tradicional

Dado que la luz constituye un aspecto esencial para una visión adecuada, es necesario tenerla en cuenta desde el inicio de la profesión y no esperar a que surjan los problemas.

Invierta en su principal instrumento
diagnóstico: **sus ojos.**



Orion 40 DS

Techo
Art. LC102LRD

Pared
Art. LC101LRD

Otro soporte
Art. LC103LRD





Iluminación parabólica indirecta



Doble temperatura de color

Los rangos de intensidad luminosa de la lámpara Orion 40DS cambian en función de las necesidades del operador:

- Función E-Dental Light: de 20.000 Lux a 55.000 Lux con función de General Practice Lamp.
- Función ORION Light: de 40.000 Lux a 130.000 Lux con función de lámpara quirúrgica.

Campo iluminado

20 cm

Campo iluminado

15 cm

¡La primera lámpara quirúrgica diseñada para el dental!

Orion 40DS es la primera lámpara quirúrgica especialmente concebida para un uso dental gracias a un estudio minucioso de las exigencias y limitaciones de la cirugía bucal. Campos iluminados de 15 y 20 cm permitiendo una adecuada iluminación en todas las posiciones de la boca también cuando angulada hasta 45°. Intensidad luminosa calibrada a 56.000 Luxes en uso dental. Doble temperatura de color posible de 4500° e 5000°K para distinguir los tejidos duros y los tejidos blandos. Orion 40DS le hace beneficiarse de todas las características e especificaciones adaptadas a la cirugía bucal.

E-Dentalight

Esta función permite de encender solo dos módulos de 6 LEDS, generando un campo iluminado de 15 cm con una intensidad luminosa calibrada a 56.000 luces.

Luz fría

El aumento de la radiación térmica en el campo operatorio es proporcional a la cantidad y a la potencia de los LED empleados. Tecno-Gaz, gracias al concepto de luz indirecta utiliza un número reducido de ledes.

Orion 60



Intensidad luminosa hasta:
130.000 Lux

Temperatura del color:
4.500/5.000 K

Diámetro externo del reflector:
Ø 630 mm

Orion 80



Intensidad luminosa hasta:
130.000 Lux

Temperatura del color:
4.500/5.000 K

Diámetro externo del reflector:
Ø 630 mm

Kyri elemento aprobado

Mucho más que un sillón

La perfecta combinación entre una mesa quirúrgica y un sillón dental. Kyri representa el núcleo alrededor del cual construir el propio ambiente de trabajo ideal. Sus 5 ejes de movimiento, además del reposacabezas orbital con movimiento 3D, otorgan un nivel de flexibilidad único.

Tecnología a la vanguardia

- Articulaciones complejas multieje
- Sistemas antidesvestimiento
- Posible integración de la aspiración centralizada
- Pedales inalámbricos
- Integración total con los demás dispositivos de la sala
- Reposacabezas orbital
- Perfecta estabilización sin fijar al suelo

3D LOCKSYSTEM

Reposacabezas orbital 3 ejes

En las intervenciones de cirugía dental, el correcto posicionamiento de la cabeza del paciente es fundamental para ayudar al doctor y al personal clínico a trabajar lo mas eficiente posible.



Cantos redondeados para obtener la máxima accesibilidad del campo operatorio

Respaldo envolvente



Elija lo mejor
para usted y para sus pacientes

Recorrido del reposacabezas orbital (200 mm)



Para trabajar mejor

Una mejor posición y menos estrés muscular del paciente hacen que sea más fácil ejecutar el propio trabajo.

Infinitas posiciones en 5 ejes

Kyri le respalda en cualquier situación. Gracias a sus 5 ejes de movimiento puede adoptar todas las posiciones necesarias para realizar las intervenciones habituales y también en caso de situaciones imprevistas o insólitas.



Kyri creado para:

- ✓ Mejorar la calidad de su trabajo
- ✓ Acoger al paciente y garantizarle el máximo confort
- ✓ Añadir un valor adicional a su consulta

4 Elementos separados para el máximo confort del paciente: **cabeza, tronco, muslos, piernas.**

Extremidad inferior articulada

Riel lateral

Mecanismo "anti-desvestimiento"

¡Personalícela como desee!
Elija entre los colores disponibles.



Kyri Cart



Mucho más que una unidad

Posibilidad de configuración y flexibilidad operativa gracias al Kyri Cart. Cinco alojamientos para instrumentos y control total del ajuste de Kyri para guardar y retomar sus posiciones preferidas.

Kyri Water Unit



Dispositivo adicional único.

El complemento ideal que hace multifuncional la consulta integrada Kyri es Kyri Water Unit. Permite el aclarado y el tratamiento de la aspiración quirúrgica gracias al tablero portacánula equipado con 2 cánulas. Kyri Water Unit es el elemento de unión con los sistemas de aspiración de la consulta. La estructura telescópica se adapta a la ergonomía operatoria y permite guardar Kyri Water Unit bajo las superficies de trabajo.

Posición anti-shock y de emergencia



Mesa quirúrgica

Altura variable

Smart Trolley

Tecno-Gaz ha creado el concepto SMART TROLLEY cambiando lo que parecía inmutable.

SMART TROLLEY revoluciona el mobiliario dental modificando completamente su función.

"EL MOBILIARIO" no es solo un elemento estético ni un armario para almacenar. Se convierte en un dispositivo dinámico de organización, asistencia, orden y eficacia operacional. SMART TROLLEY se convierte en un elemento clave de la solución quirúrgica integrada.

HA LLEGADO EL
MOMENTO DE HACER
QUE SU CONSULTA
SEA OPERATIVA

- ✓ Creados para hacer que el trabajo sea fácil y productivo
- ✓ De contenedor a dispositivo operativo
- ✓ Apto para todos los tipos de consultas: se pueden integrar y configurar fácilmente



Más las unidades de servicio

Distribuidor de material de usar y tirar



Lavabo



¿Le parecen solo muebles? *Pruebe a mirar mejor...*

Le presentamos su nuevo equipo.
¡Más operativo que nunca!



Infinidad de configuraciones



80+
Más de 80
configuraciones
posibles



Smart Trolley Intraoperatorio



Cada área operativa tiene necesidad de poner a disposición del operador lo que necesita, repetidamente y de forma independiente. Todo esto encuentra su espacio en el SmartTrolley Intraoperatorio. En posición de reposo, encubre todo en su interior, por ejemplo todo el mono uso quirúrgico. En posición activa, sacado de su box, se convierte en un dispositivo de gran ayuda, al tener todo lo necesario a su alcance.



Smart Trolley Electromédico



La cantidad de instrumentos electrificados que el personal clínico usa durante un acto quirúrgico es importante. Smart Trolley Electro médico es la solución gracias a su sistema de alimentación centralizado, su modularidad, la posibilidad de integrar los pedales de mando, convirtiéndose en elemento funcional indispensable.



Smart Trolley Postoperatorio



Para reducir los tiempos y racionalizar la gestión de los desechos y del material contaminado, hemos desarrollado Smart Trolley postoperatorio que gracias a su cuba de descontaminación incorporada y a los compartimientos de recogida selectiva, representa el punto de recogida y eliminación del material infectado.

Asientos ortopédicos profesionales *ErgoSeat y ErgoSeatPLUS*

Las posturas adquiridas por el personal odontológico constituyen un elemento esencial de la ergonomía en el trabajo y deben permitir un bienestar óptimo. **Una ergonomía adecuada evita los daños mediante la corrección de las malas conductas asociadas al uso de tecnologías no adaptadas.**

ErgoSeat

Ajuste de la altura y la presión del punto de apoyo
Ajuste de la inclinación de la base del asiento
Palanca de ajuste



La conformación del asiento ortopédico ERGOSEAT ha sido creada en un estudio ortopédico preciso. La singular forma de la base del asiento (estilo bicicletas Solex) facilita el trabajo efectuado por diversos profesionales, lo que hace de ERGO SEAT un asiento adecuado para personas con constituciones físicas muy diferentes.

ErgoSeatPLUS

Los asientos ortopédicos **ERGOSEAT plus**, representan la **expresión óptima en ergonomía y bienestar de los trabajadores.** Gracias a su sistema de compensación automática de la postura, el trabajador se encuentra constantemente en una posición activa. La especial conformación de la base del asiento evita los dolores en la zona prostática, ya que impide que el peso del cuerpo repose sobre ella, en el caso del hombre, o en la región genital y perineal en ambos sexos. **El peso, en cambio, se distribuye sobre los glúteos y la tuberosidad isquiática evitando así una sobrecarga de la zona genital.**

El respaldo presenta también un punto de apoyo cómodo para los antebrazos a fin de facilitar los movimientos sin cargar la musculatura



ERGOSEAT plus se ha diseñado para un uso en ambos sentidos. Al sentarse con el pecho hacia el respaldo, ERGOSEAT permite trabajar descargando todo el peso pectoral sobre dicho respaldo. De esta forma se reduce la carga dorsal. **ERGOSEAT plus constituye un asiento ergonómico para profesionales real y antiestrés que le permitirá mejorar la eficacia de su trabajo mientras protege el sistema musculoesquelética de su organismo.**

Aspiración Quirúrgica KYRI_{DSS}



Interacción

Cada componente del sistema quirúrgico debe ofrecer el máximo rendimiento. De hecho, durante la intervención quirúrgica en implantología o cirugía maxilofacial, el sistema de aspiración debe **eliminar con precisión elevados volúmenes de sangre, porciones de tejido óseo o mucoso**, a través de una depresión calibrada y un caudal regulable.



Operatividad

Cada uno de los componentes debe favorecer la concentración del cirujano y **presentar las características específicas necesarias para satisfacer sus exigencias**. Un aparato de aspiración profesional debe **garantizar una eficacia permanente y realizar la aspiración "on demand" (a demanda) o "continuous" (continua)**. Además, es necesario estudiar en profundidad la forma y la funcionalidad del aparato para que se integren adecuadamente en las distintas fases de la operación. El tratamiento de la secreción recogida debe **minimizar el riesgo de contaminación cruzada y la necesidad de manipulación**.



Funcionalidad y diseño

Además, ha de considerarse en primer lugar la comodidad del paciente para no incrementar el estado de tensión y de estrés típico de las situaciones clínicas complejas. **El aspecto de un sistema de aspiración, capaz de integrarse en una clínica dental moderna, no debe ser impactante para el paciente y no debe ser una fuente.**

La aspiración quirúrgica independiente desarrollada específicamente para la cirugía dental

	Sistema "Switch"
	Pedal con doble función
	Sistema de vasos de recogida con bolsa
	Provisto de ruedas deslizantes y freno de seguridad

Volumen de aspiración/caudal regulable hasta 90 L./min.
Regulación ideal para gestionar la cantidad de aspiración por unidad de tiempo. Esta función optimiza cada fase de trabajo y permite una correcta gestión de estados hemorrágicos.

Diseño elegante y de dimensiones reducidas
Facilita la colocación en cualquier ambiente reduciendo el impacto visual en el paciente.

Bomba de elevada eficiencia y bajo nivel de ruido
Con una emisión de ruido de 45,4 dB, constituye una referencia en el mercado. La baja presión sonora representa una comodidad para el paciente, ya que favorece un menor estrés y un mayor confort para el odontólogo y su equipo.



Gracias a un selector, se desvía el flujo aspirado por diferentes vasos garantizando así una operatividad ininterrumpida.



Este sistema permite controlar la activación de la aspiración. Las dos modalidades disponibles permiten el uso ininterrumpido o la activación y desactivación con la presión del pedal garantizando el máximo control.



Gracias al innovador sistema de vaso con bolsa desechable incorporada y tapón de cierre de seguridad, el encargado de la operación no entra en contacto con las secreciones garantizando así la máxima higiene y facilidad de uso.



Para la máxima comodidad de uso e integración ambidiestra en la sala quirúrgica.



Primeros auxilios

Los productos de primeros auxilios son dispositivos salvavidas, por lo tanto, disponer de estos aparatos es un deber jurídico, ético y profesional. Conocer los dispositivos de emergencia resulta esencial para la protección del profesional, su reputación y la profesión en general. Además, permite hacer frente a situaciones de urgencia y salvar la vida de una persona.

1 Control

Vital monitor

Monitor diagnóstico



Vital Test

Pulsioxímetro



Air-Ox

Reanimador con bombona de oxígeno



Monitor MD

Monitor multi-parámetros electrónico



Speedy2

Set de reanimación



2 Oxigenación


3 Desfibrilación

TecnoHeart Plus

Desfibrilador
semiautomático

¡EL ÚNICO
DESFIBRILADOR CON
CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS!

Tecno-Gaz S.p.A. ha desarrollado el proyecto primeros auxilios. Un programa completo que le ayuda a organizar su centro para aumentar su eficacia en conformidad con la normativa. Con este programa estará preparado para afrontar cualquier emergencia.



¡El dispositivo salvavidas!

- Listo para usar (electrodos pre-conectados)
- Auto check internos
- Producto salvavidas certificado
- Tecla de selección función Adulto/Niño integrada

E-POINT

Centro móvil de
primeros auxilios





!Disfrute de la **conveniencia!**

Con los Bundles Tecno-Gaz!



BUNDLE 1

Onyx B 5.0 +
Pura Plus =



Precio
de lista

~~4.828€~~

Precio oferta

3.990€ TTC



Art.
AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
01002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis

AHORRA
MAS DE
800€



BUNDLE 2

Onyx B 7.0 +
Pura Plus =

Precio
de lista

~~5.338€~~

Precio oferta

4.490€^{TTC}

AHORRA
CASI
850€

Art.
AB012ZXZ

Onyx B 7.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
OI002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis

BUNDLE 3

Onyx B 8.0 +
Pura Plus =

Precio
de lista

~~5.644€~~

Precio oferta

4.590€^{TTC}

AHORRA
MAS DE
1.050€

Art.
AB017ZXZ

Onyx B 8.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
OI002NPU

Pura Plus

Purificador de agua
por osmosis



Art.
AB015ZXY

Onyx B 5.0

Autoclave para esterilizar
las cargas de tipo B

Art.
2200S

Multisteril

Lavadora multifunción
con desinfección y secado

AHORRA
MAS DE
1.050€

BUNDLE 4

**Onyx B 5.0 +
Multisteril =**

Precio
de lista

~~6.950€~~

Precio oferta

5.890€^{TTC}



Art.
2200S

Multisteril

Lavadora multifunción
con desinfección y secado

Art. DM401ALP
6 pcs.

Multisteril CD

Liquido concentrado para
detersión y desinfección

AHORRA
CASI
500€

BUNDLE 5

**Multisteril +
Multisteril CD =**

Precio
de lista

~~3.074€~~

Precio oferta

2.590€^{TTC}



BUNDLE 6

**MasterFlux Plus +
IntelliFlux +
Vital Test =**

Precio
de lista

~~5.362€~~

Precio oferta

4.690€^{TTC}

AHORRA
670€



Art.
MF006ZMF

MasterFlux Plus

Aparato para la sedación



Art.
MF821/822/823ZMF

**Kit mascarillas
IntelliFlux**

- Tubos
- Articulación
- Cinta apoyo cabeza



Art.
11250

Vital Test

Pulsioxímetro

BUNDLE 7

**TecnoHeart Plus +
Vital Test =**

Precio
de lista

~~1.922€~~

Precio oferta

1.690€^{TTC}

AHORRA
MAS DE
230€



Art.
AE003Z12

TecnoHeart Plus

Desfibrilador semiautomático



Art.
11250

Vital Test

Pulsioxímetro



BUNDLE 8

**Orion 40DS +
Kyri DSS +
SterilAir Plus =**

Precio de lista ~~10.600€~~

Precio oferta

7.990€^{TTC}

Art.
LC102LRD

Orion 40 DS
Lámpara de LED

Art.
SA210ZSA

SterilAir Pro
Dispositivo para
esterilizar
el aire

Art.
AC001ZB3

Kyri DSS
Dispositivo para la
aspiración quirúrgica

AHORRA
MAS DE
2.600€



BUNDLE 9

**Orion 40DS +
ErgoSeat =**

Precio de lista ~~7.740€~~

Precio oferta

5.390€

Art.
LC102LRD

Orion 40 DS
Lámpara de LED

Art.
SD999SED + código
de color a petición

ErgoSeat
Asientos ortopédicos
profesionales

AHORRA
2.350€



Art.
LC102LRD

Orion 40 DS

Lámpara de LED



Art.
PC101POC

Kyri

Unidad operativa quirúrgica wireless



Art.
AC001ZB3

Kyri DSS

Dispositivo para la aspiración quirúrgica



Art.
SD999SED + código de color a petición

ErgoSeat

Asientos ortopédicos profesionales



AHORRA
MAS DE
5.600€

BUNDLE 10

Orion 40 DS +
Kyri +
Kyri DSS +
ErgoSeat =



Precio de lista ~~**20.674€**~~

Precio oferta

14.990€

INDISPENSABLES
PARA LA **CALIDAD**
DE SU TRABAJO

Te esperamos en el *stand Tecno-Gaz* durante la feria *Expodental 2016*

EXPO^UENTAL

SALÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES

10 - 12 Marzo 2016 • MADRID

STAND
7A21

