

# TECNO-GAZ

## NEWS

Número 8

información y oportunidades  
directamente del fabricante  
al usuario

AMPLÍE SU VISIÓN Y OPTIMICE SU TRABAJO CON LOS

# PROYECTOS TECNO-GAZ

PROYECTO  
CLÍNICA  
QUIRÚRGICA

PROYECTO  
ESTERILIZACIÓN

PROYECTO  
ANALGESIA  
SEDANTE

PROYECTO  
PRIMEROS  
AUXILIOS

## LA TECNOLOGÍA DISEÑADA ENTORNO AL CLIENTE

Tecno-Gaz ofrece soluciones para gestionar, administrar y ampliar la prestación de servicios de su clínica. Nuestras soluciones no se limitan al suministro de un producto, incluyen además una amplia gama de servicios, habilidades y experiencia.

FOCUSON

### El nuevo Multisteril Fast

Más rápido, seguro y limpio que nunca. Descubra como rentabilizar al máximo su tiempo con este dispositivo único de Tecno-Gaz.



Page 3

### Sillón quirúrgico KYRI


Un enfoque revolucionario para la cirugía dental.



Page 5

### Vídeo sobre analgesia sedante

Consulte nuestra nueva lista de reproducción con un contenido completo que le explica todo lo que necesita saber.



Page 12

# UN MUNDO DISEÑADO ENTORNO AL CLIENTE

Creamos una  
clínica juntos



# EL NUEVO MULTISTERIL FAST



Con **Multisteril Fast**,  
la esterilización en **10 minutos**



- + El tiempo exacto para ordenar y envasar los instrumentos.
- + La presencia del auxiliar es necesaria únicamente para el envasado.
- + Multisteril Fast ejecutará las fases de predesinfección automáticamente y de forma totalmente autónoma.
- + Solicite a su distribuidor una presentación del producto y ahorre un tiempo valioso para atender a otros pacientes.

**Más rápido** ✓  
**Más seguro** ✓  
**Más limpio** ✓

EL PROYECTO DE  
ESTERILIZACIÓN  
TECNO-GAZ

# ESTERILIZACIÓN FAST



CICLO  
COMPLETO

25'

¡NOVEDAD!

**MULTISTERIL FAST**  
¡CICLO COMPLETO  
en solo 25 minutos!

1

**MultiSteril  
Fast**




## MULTISTERIL CD

Líquido concentrado para **desinfección y  
limpieza**

## Multisteril + Multisteril CD

Procedimiento totalmente automatizado:  
**desinfección, limpieza, enjuague y secado.**  
Seguridad, rentabilidad y rapidez.

El primer sistema  
certificado que garantiza:  
**Limpieza certificada**  
**Desinfección certificada**  
**Integridad instrumental**



# ¡ADOPTÉ EL PROTOCOLO TECNO-GAZ!



CON SOLO 3  
APARATOS, EL  
PROCESO DE  
ESTERILIZACIÓN  
MÁS RÁPIDO

OPTIMIZACIÓN Y  
RACIONALIZACIÓN  
DE LAS CARGAS

UNA CARGA DEL  
BAÑO MULTISTERIL

ES IDÉNTICA A UNA  
CARGA DE ONYX



Ahorro de Tiempo

**+50%**



**TecnoSeal**

**Onyx B**



Sistema  
baño lleno

7 ciclos  
automáticos  
para cada  
necesidad

Tarjeta SD

Sistema PID

Sistema P.I.D.: asegura un control y una monitorización constantes

Tarjeta SD: permite el registro y la memorización de los datos así como la actualización continua del equipo

Validación del operador del ciclo

Alineación bórica

Gran capacidad de carga

Ciclos más rápidos

Tecnología innovadora

Facilidad de uso



Sistema de tracción  
automática por célula  
fotoeléctrica

Productividad y ahorro

Tarjeta electrónica para  
el control y la gestión de  
parámetros



# KYRI

## Reposacabezas orbital

El 70% de los implantes sustituyen a molares y premolares, lo que implica cirugía lateral. Una postura más adecuada junto con una menor presión muscular para el paciente facilita enormemente el trabajo del odontólogo.



## Infinitas posiciones en 5 ejes

Kyri le apoya en cualquier situación. Gracias a sus 5 ejes de movimiento, puede adoptar todas las posiciones convencionales y también afrontar posiciones de emergencia en caso de situaciones imprevistas o insólitas.



Odontología



Ortopnoica o semisentada



Trendelenburg



Fowler



Mesa quirúrgica  
Altura variable

## Posiciones cómodas y de urgencia

El producto Kyri puede emplearse únicamente para la cirugía de implantes o configurarse para tratamientos odontológicos añadiendo un módulo instrumental móvil y una escupidera.



## KYRI

Kyri es el único sillón quirúrgico diseñado y concebido específicamente para mejorar la ergonomía y la eficacia funcional en la cirugía dental. Los 5 movimientos independientes son posibles gracias a 4 motores que permiten adoptar todas las posiciones posibles y facilitan el trabajo del odontólogo a la vez que aumentan la comodidad del paciente. Se puede añadir un brazo con cánulas de aspiración y fijar en los raíles laterales numerosos accesorios como reposabrazos, ganchos de solución fisiológica o un soporte de apoyo para la técnica PRF.

Solución  
quirúrgica  
polivalente



Solución  
quirúrgica

# Los módulos permiten configurar y modificar la disposición según las necesidades

## + Ergoseat

Un dispositivo diseñado para garantizar la postura correcta gracias al sistema de compensación dinámica.



## + Smart Trolley

La primera línea de muebles técnicos que permite mejorar la ergonomía y la eficacia de la práctica quirúrgica diaria. Una innovación real y una evolución del mobiliario dental.



80+

Más de  
80 disposiciones  
posibles



## + Orion 40Ds

Lámpara quirúrgica con sistema de iluminación indirecta patentado que garantiza un excelente control de las sombras. Orion40DS propone dos campos de iluminación adaptados a las exigencias de la cirugía y de la implantología.



## + KYRI CART

Módulo de instrumental móvil con muchas posibilidades de configuración y una elevada flexibilidad funcional.



## + Kyri Water Unit

Es el elemento que convierte la sala en un espacio verdaderamente versátil (desde la cirugía a la odontología general). Alojamiento debajo de los planos. Se puede combinar con cánulas de aspiración.



## + Kyri Dss

Nueva aspiración quirúrgica con potencia regulable, doble recipiente, pedal de control y numerosos artículos desechables (bolsas, dispositivos flexibles y cánulas).



## + Mesa puente

La mesa es un mueble sencillo cuya posición en el espacio ergonómico común entre el médico y el auxiliar es estratégica y contribuye al éxito de la intervención quirúrgica.

80+  
Más de 80  
disposiciones  
posibles

# SMART TROLLEY

Infinitas  
disposiciones



Tecno-Gaz ha creado el concepto SMART TROLLEY y con ello ha cambiado lo que parecía inmutable. SMART TROLLEY revoluciona el mobiliario dental y modifica completamente su función. "EL MOBILIARIO" ya no es solo un elemento visual estético y un armario para almacenar, se convierte en un dispositivo de organización dinámico y optimiza el orden y el tiempo de preparación. SMART TROLLEY ocupa un lugar esencial en la solución quirúrgica integrada.

- ✓ Diseñados para un trabajo fácil y productivo
- ✓ Orden específico para sala quirúrgica
- ✓ Se adaptan a todos los gabinetes: fácil integración y configuración

El inicio de la intervención es un momento crucial para el paciente y el dentista. Su éxito depende de la tranquilidad o la tensión del paciente y de la calidad y el desarrollo del proceso sanitario. Un entorno clínico acogedor favorece una actitud positiva por parte del paciente y garantiza al dentista una ergonomía de trabajo sin precedente.



## + SMART TROLLEY Intraoperatorio



La sala de operaciones debe tener a disposición del dentista todo lo necesario de forma continua e independiente. Esto se logra gracias a Smart Trolley intraoperatorio que en modo inactivo almacena todo el material y una vez fuera de su box se convierte en un dispositivo funcional.

Guías HQ con  
cajón extraíble



## + SMART TROLLEY Médico-eléctrico



Baldas  
orientables

La cantidad de instrumentos eléctricos empleados durante una intervención es considerable. La solución Smart Trolley Médico-eléctrico, gracias a su sistema de suministro eléctrico centralizado, ofrece flexibilidad y la posibilidad de almacenar los pedales de mando voluminosos. Además, se transforma en un elemento funcional y de organización indispensable.

## + SMART TROLLEY Posoperatorio



Se ha creado Smart Trolley Posoperatorio para facilitar el procesamiento de residuos y material contaminado así como optimizar el tiempo de preparación y el orden. Gracias a su baño de descontaminación integrado y a los compartimentos de reciclaje, representa la plataforma ideal de recuperación y reciclaje del material infectado.

# SOLUCIÓN QUIRÚRGICA ORION 40 DS

# VER BIEN, VER MEJOR

con una lámpara  
especializada odontológica



Intensidad luminosa hasta:  
**130000 Lux**

Temperatura de color:  
**4500/5000 K**

Campo iluminado:  
**15 cm y 20 cm**





## Especial para uso odontológico

### ¿Por qué una lámpara quirúrgica?

La iluminación debe garantizar que las informaciones recibidas por el dentista durante la cirugía sean fieles. También es importante suministrar la cantidad de luz adecuada y suficiente en todas las posiciones de la boca del paciente, especialmente en un ángulo de 45°.

### ¡La primera lámpara quirúrgica diseñada para la práctica dental!

Tras un estudio exhaustivo sobre las necesidades y las limitaciones de la cirugía bucal, se ha diseñado Orion 40DS, la primera lámpara quirúrgica concebida especialmente para la práctica odontológica. Campo iluminado de 15 o 20 cm, lo que permite una iluminación óptima de la boca en todas sus posiciones, incluso con una angulación de 45°. La intensidad luminosa es de 56000 lux, ideal para la práctica odontológica. Doble temperatura de color posible de color (4 500 y 5 000 °K) para distinguir los tejidos duros y los tejidos blandos. Orion 40DS le ofrece características y prestaciones adaptadas a la cirugía dental.



**Iluminación  
parabólica indirecta**



### Luz fría



El aumento de la radiación térmica en el campo operatorio es proporcional a la cantidad y a la potencia de los LED empleados. Tecno-Gaz, gracias al concepto de luz indirecta, utiliza un número reducido de ledes.

### E-Dentalight



Esta función permite encender solo dos módulos de 6 ledes, generando un campo iluminado de 15 cm con una intensidad luminosa de 56 000 lux.

### Doble temperatura de color



Los rangos de intensidad luminosa de la lámpara Orion 40DS cambian en función de las necesidades del operador:

- Función E-Dental Light: de 20 000 lux a 55 000 lux con función de General Practice Lamp.
- Función ORION Light: de 40 000 lux a 130 000 lux con función de lámpara quirúrgica.

## ORION40 DS

Techo  
Art. LC103LRD

Pared  
Art. LC101LRD

Otro soporte  
Art. LC102LRD

## ORION60

Intensidad luminosa  
hasta:  
**160,000 Lux**

Temperatura  
de color:  
**4,500/5,000 K**



Diámetro externo  
del reflector:  
**Ø 630 mm**

## ORION80


Intensidad luminosa  
hasta:  
**160 000 Lux**

Temperatura  
de color:  
**4 500/5 000 °K**



Diámetro externo  
del reflector:  
**Ø 790 mm**

SEDACIÓN  
CONSCIENTE



Más ventajas con

Service Plus  
Vídeos de YouTube  
disponibles

Page 12

NOVEDAD



# MasterFlux Plus

## Nuevas mascarillas Intelliflux

Innovación importante en el campo de la sedación gracias a los nuevos circuitos Intelliflux, los únicos diseñados para:

- Evitar la dispersión del gas en la sala
- Garantizar la estabilidad de la mascarilla sobre la cara del paciente
- Mejorar la operatividad del dentista sin obstaculizar sus movimientos gracias al sistema de fijación superior (no lateral) y la posibilidad de orientar los tubos



PRODUCTO FABRICADO EN ITALIA, DESARROLLADO Y PRODUCIDO EN LOS EDIFICIOS DE TECNO-GAZ.

### IntelliFlux DELIVERY SYSTEM

SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEZCLA DE GASES, EXTREMAMENTE SEGURO, VERIFICADO Y COMPROBADO EN CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA EN VIGOR.

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS VISUAL DEL PACIENTE GRACIAS AL MUEBLE MÓVIL QUE CONTIENE Y OCULTA LAS BOTELLAS, LOS TUBOS Y LOS CONECTORES.

NUEVOS CIRCUITOS PACIENTE: SISTEMA EXTREMAMENTE INNOVADOR, MÁS CÓMODO PARA EL PACIENTE, Y PARA EL DENTISTA.



## Control de flujo automático

El sistema se ha diseñado para permitir un suministro de flujo rápido y fácil. Girando el botón del O<sub>2</sub>, se selecciona la cantidad deseada en litros por minuto según la capacidad respiratoria del paciente. Un botón especial regula el suministro de óxido nítrico entre el 0 y el 70%.

Las columnas de indicación de flujos están posicionadas para una lectura fácil y rápida.

Las conexiones se sitúan en la parte posterior de la caja de control y sus conectores son físicamente distintos con el fin de prevenir el riesgo de error en la conexión de tubos. De nuevo, una precaución más que mejora la seguridad del dispositivo.

## Dispositivo Seguro

### Concentración Mínima de Oxígeno

Siempre se suministra un mínimo de 30% de oxígeno, lo que elimina el riesgo de HIPOXIA o de ANOXIA.

## Botón de Emergencia O<sub>2</sub>

Al presionar el botón de O<sub>2</sub>, se interrumpe el suministro de N<sub>2</sub>O y se suministra 100% oxígeno.

## Válvula antirretorno

Una válvula muy especial evita el retorno a los circuitos de los gases expulsados. Además, en caso de fallo de suministro, un dispositivo permite al paciente respirar el aire del ambiente.

## Interrupción de N<sub>2</sub>O

Dispositivo de seguridad que interrumpe el suministro de N<sub>2</sub>O cuando la presión de O<sub>2</sub> es inexistente.

# EL NUEVO CIRCUITO

## Ergonomía

- Permite trabajar a 4 manos.
- Conector que dirige los tubos del circuito por encima de la cabeza del paciente (el conector se orienta liberando un amplio espacio de trabajo).

## Tratamiento agradable

- El paciente sedado experimenta un estado de bienestar. Además la mascarilla con amortiguación no deja marcas en el rostro.
- Reposafrente y elástico en la nuca para una estabilidad máxima.

## Sedación rápida y eficiente

- La mascarilla se ajusta y se adapta a cualquier rostro.

## Ausencia de dispersión de gas en el ambiente

Gracias a:

- Válvula antirretorno.
- Conexión a la aspiración del equipo.
- Nueva mascarilla con un ajuste perfecto.

## Ventajas de los nuevos circuitos y mascarillas

Ahora, con el nuevo circuito y las mascarillas ajustadas, se alcanza un **mayor rendimiento y un mejor control sobre el suministro de la mezcla de gases.**

ESTÁNDAR



1

ESTÁNDAR



2

ESTÁNDAR



3

OPCIONAL



4

- Ausencia de dispersión de gas en el ambiente.
- Mejor adaptación a cualquier tipo de rostro.
- Mayor comodidad para el paciente y el operador.



**¡NOVEDAD!**

MASCARILLAS  
pediátricas

NUEVO

Talla 1



NUEVO

Talla 2



# LAS NUEVAS MASCARILLAS

ANALGESIA  
SEDANTE

# Servicios y recursos

UN SERVICIO DE  
ASISTENCIA **EXCLUSIVO**  
LE AYUDA A **MEJORAR**  
**SU TRABAJO**



## Video tutorial online gratis

Tecno-Gaz he elaborado 14 vídeos en los que se describen las principales ventajas del uso cotidiano de la sedación. Estos vídeos están disponibles en el canal de YouTube de TECNO-GAZ o se pueden solicitar a [marketing@tecnogaz.com](mailto:marketing@tecnogaz.com).

Dosificación individual - Grado de sedación y técnica de aumento progresivo - Inducción y recuperación - Margen de seguridad - Metabolismo - Efectos secundarios y contraindicaciones - Capacidad analgésica - Pacientes con discapacidad física y psíquica - Niños - Seguridad del dispositivo - Seguridad del tratamiento - Tratamientos largos, complejos y traumáticos - Miedo, fobia y ansiedad



### Conscious sedation in dentistry



Victor Gil the collaborator presents: Metabolism

TECNO-GAZ

UNA **EXPERIENCIA ÚNICA** QUE  
CONSTITUYE  
UN **VALOR SIN IGUAL** PARA LOS  
CLIENTES

## Service Plus para la analgesia sedante

**1** En los países en los que se distribuye Master Flux, contamos con la colaboración del sector universitario y profesionales cualificados para proporcionar formación e información acerca del uso de nuestros productos a fin de introducir esta técnica en la práctica diaria.

**2** En España, la colaboración con la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) es muy fructífera y cada año ofrece cursos de formación sobre sedación consciente.

**3** El sistema de sedación es un campo integrado en el trabajo de la Universidad.

**4** Los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad colaboran de forma activa con nuestra empresa y celebran conferencias y presentaciones sobre la sedación consciente: Manuel Ribera, Víctor Gil, Inma Puga, etc.



### Conferencias

Tecno-Gaz, junto a sus distribuidores, organiza todos los años conferencias sobre las ventajas del uso de la sedación consciente en la práctica dental.



### Formación

Tecno-Gaz y sus distribuidores trabajan en los distintos países con representantes cualificados que ofrecen formación continua presencial sobre la sedación consciente y su equipo. Además, los distribuidores disponen de productos en su sala de muestras, donde presentan la línea completa de productos TECNO-GAZ.



### Asistencia técnica

Tecno-Gaz cuenta con numerosos distribuidores que ofrecen un servicio técnico a domicilio.



### Formación del usuario final

Con objeto de optimizar el uso diario del equipo de sedación, es importante permitir que el usuario plantee sus dudas y preguntas a un profesional experimentado. A través de nuestros distribuidores, se organizan cursos prácticos de formación destinados a grupos de usuarios pequeños en presencia de un profesor de universidad.



### Publicaciones

Se dispone de una amplia colección de publicaciones accesible al público que demuestra la seguridad de la técnica en la práctica clínica.



### Formación Universitaria

A través de sus distribuidores, Tecno-Gaz ofrece formación en la universidad con entrega de certificado de asistencia.



### Asistencia telefónica

Con objeto de optimizar el uso diario del equipo de sedación, es importante permitir que el usuario plantee sus dudas y preguntas a un profesional experimentado.

**[victor.gil@tecnogaz.com](mailto:victor.gil@tecnogaz.com)**

En esta dirección de correo se puede solicitar una cita para una consulta de 1 hora sobre la sedación y su técnica.

Dispositivos  
que salvan vidas  
**PRIMEROS AUXILIOS**

**UNA OBLIGACIÓN EN ALGUNAS PROVINCIAS,  
UNA TRANQUILIDAD EN TODAS LAS CLINICAS.**

# Desfibrilador

**¡EL ÚNICO  
DESFIBRILADOR CON  
CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS!**

Las obligaciones se perciben generalmente como limitaciones cuestionables para las cuales buscamos todas las interpretaciones posibles en función de nuestros intereses. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos que salvan vidas hay que olvidar el concepto de obligación y pensar en la ética y el sentido común. Resulta evidente que la clínica que realiza intervenciones quirúrgicas invasivas debe disponer de dispositivos de primeros auxilios para las situaciones críticas. Por ello, el oxímetro de pulso, el oxígeno y el desfibrilador DEA constituyen instrumentos indispensables.

- 1 **Tapa:** protege los símbolos de acción, el botón del modo paciente y el botón de descarga.
- 2 **Indicador de estado:** indica el estado del dispositivo, la temperatura y el nivel de carga de la batería.
- 3 **Conector de los electrodos:** para la conexión de los electrodos.
- 4 **Símbolos de acción:** el indicador LED rojo parpadea debajo del correspondiente símbolo de acción.
- 5 **Interruptor del modo paciente:** el usuario debe seleccionar el tipo de paciente, adulto o pediátrico, moviendo el interruptor.
- 6 **Botón de descarga:** una vez completada la preparación para la descarga eléctrica, el pulsador de descarga parpadeará. Presione el botón de descarga para aplicar la descarga eléctrica.
- 7 **Botón deslizante:** para encender presione el botón deslizante hacia la derecha.
- 8 **Ranura para la tarjeta SD:** en la tarjeta SD se guardan los datos y se actualiza el dispositivo firmware del DEA.
- 9 **Puerto de comunicación de infrarrojos:** comunicación con el PC.

✓  
**ELECTRODOS  
UNIVERSALES**  
adulto/niño



**+ E Point**  
Unidad móvil de  
primeros auxilios.



**Vital Test +**  
Oxímetro de pulso  
profesional diseñado  
específicamente para la  
clínica dental.



**+ Air-Ox**  
Reanimador de  
oxígeno. Un producto  
flexible y práctico  
diseñado para el ámbito  
ambulatorio.



## **+ Tecnoheart Plus**

### **DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO**

TecnoHeart Plus efectúa todas las funciones de forma automática mientras informa al usuario de la función seleccionada. La decisión de emitir una descarga es automática, sin intervención del usuario, y le precede un mensaje de voz. De esta forma, se evitan retrasos, dudas y se elimina la intervención humana.



Web: [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

# TYGlevo

Una nueva forma de concebir el equipo dental

NOVEDAD

Tygi 100

Tygi 300<sup>evo</sup>



TYGI **evo**

La calidad es siempre lo primero



## + Sistema de desinfección

Sistema semiautomático IDS "Instrument Desinfection System" (sistema de desinfección del instrumental) para la prevención de la contaminación cruzada de piezas de mano y turbinas.

## + Filtro anti-legionella

Filtro anti-Legionella con pre-filtro modelo Water Safety de serie.



3D  
LOCK  
SYSTEM

## + Reposacabezas orbital de serie

Gracias a la articulación tridimensional esférica, se garantiza una libertad absoluta de movimiento, lo que favorece la correcta orientación de la cabeza del paciente.

## + Sistema antidesvestimiento

Sillón con sistema antidesvestimiento para evitar el desvestimiento del paciente.



## Escupidera desmontable

Escupidera para enjuague totalmente desmontable y extraíble, para una higiene perfecta.

## + PLASTIC FREE

Estructura externa de la unidad PFL "Plastic Free Logic" (lógica libre de plástico) fabricada con materiales de poliuretano de alta densidad pintados.

Estructura **100%**  
**PFL**  
Plastic Free Logic

# WATER SAFETY

## Sistema Anti-legionella

Compatible con cualquier sillón



## ¡Control absoluto con un clic!

Pantalla táctil en color de 7" con 24 memorias programables. Interfaz gráfica para la programación completa y el control de todo el sistema: sillón, unidad, iluminación y grupo hídrico. Programación de los ajustes personalizados para 4 operadores diferentes. Fácil, simple, intuitivo y programable.

**Tygi 500 evo**



### Programación y gestión del instrumental



### Escritorio

Escritorio con funciones de menú y visualización de iconos y esquemas gráficos.



### Gestión del sillón y el instrumental

Para cada uno de los cuatro operadores disponibles, control de cada eje de movimiento del sillón y 9 programas con los que memorizar los parámetros de los instrumentos.

### Configuración simple e inmediata

Los menús son sencillos y accesibles, diseñados específicamente para una operatividad máxima. La elevada personalización hace que el sistema de control de Tygi 500 evo y Tygi 300 evo sea extremadamente flexible y capaz de adaptarse rápidamente al modo de trabajo de los nuevos miembros del personal o a los cambios en el flujo de trabajo.

Desde la interfaz de usuario se puede configurar la función de algunos botones del control de pedal.

### Múltiples operadores, múltiples idiomas

La selección de las configuraciones de usuario es muy simple y se realiza con un clic en la pantalla táctil. Cada operador puede configurar su idioma y cambiar el aspecto cromático de la interfaz.

### Sección operador



### FUNCIÓN NEGATOSCOPIO



### Base o Lift

Elija la ergonomía que usted prefiera. Versión base a pantógrafo Versión Lift vertical.



### + Grupo hídrico articulado

Grupo hídrico articulado. Además de la escupidera rotatoria motorizada, en el modelo B también puede girarse el grupo hídrico, alcanzando una apertura de 90° (Modelos 300 Evo B y 500 Evo B).



### + El único Lift que no necesita fijación al suelo

Una base le aporta estabilidad.



### + Intensidad luminosa

De 8 000 a 30 000 lux.




### + Xenos - Luz dental LED

La lámpara LED Xenos ha sido diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de la odontología moderna. Ilumina perfectamente el campo quirúrgico y enfatiza todos los detalles de la cavidad bucal. La temperatura de color de 5 500 °K proporciona una luz suave y neutra.

### + Gran accesibilidad

Para trabajar a 4 y 6 manos.



### + Reposabrazos izquierdo

Para mejorar el confort del paciente.



### + 24 memorias programables

Posibilidad de memorizar ajustes para 4 operadores.

Web: [www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

3D SYSTEM

¡Aproveche nuestras  
**atractivas ofertas  
comerciales!**



Art. AB015ZXY  
**OnyxB 5.0**  
Autoclave para la  
esterilización de  
cargas de tipo B



Art. VM013ZVM  
**Multisteril Fast**  
Baño multifunción



Art. 2070S  
**Clean**  
Dispositivo  
para limpiar el  
instrumental



Art. TA007TAU  
**TecnoSeal**  
Selladora automática

**LOTE 1**

**Multisteril Fast+  
TecnoSeal+  
Onyx B 5.0+Clean=**

Precio estándar ~~11.331€~~

Precio del lote

**8.900€**



**LOTE 2**

Lector óptico + Tecno-  
Print + Pura Plus +  
TecnoSeal + Onyx B 7.0 =

Precio estándar ~~9.998€~~

Precio del lote

**7.900€**



Art. AB012ZXZ

**Onyx B 7.0**

Autoclave para la esterilización de cargas de tipo B



Art. 3ELNL0001

**Lector óptico**



Art. 2110S

**Tecno-Print**

impresora con códigos de barra



Art. OI002NPU

**Pura Plus**

Sistema de ósmosis inversa



Art. TA007TAU

**TecnoSeal**

Selladora automática



Art. VM013ZVM  
**Multisteril Fast**  
Baño multifunción



Art. 2070S  
**Clean**  
Dispositivo para limpiar  
el instrumental

**LOTE 3**

**Multisteril Fast +  
TecnoSeal + Clean =**

Precio estándar ~~6.559€~~

Precio del lote

**4.700€**



Art. 1600AS  
**MasterFlux Plus**  
Aparato para la sedación



Art. AE003Z12  
**TecnoHeart Plus**  
Desfibrilador semiautomático

LOTE 4

**MasterFlux Plus +  
Vital Test +  
TecnoHeart Plus =**

Precio estándar ~~7.552€~~

Precio del lote

**6.500€**



Art. 11250  
**Vital Test**  
Pulsioxímetro





Art. 1600AS  
**MasterFlux Plus**  
Aparato para la sedación



Art. MF835ZMF, MF836ZMF, MF837ZMF, MF820ZMF, MF824ZMF  
**Set adicional de mascarillas y circuito**



Art. 11250  
**Vital Test**  
Pulsioxímetro

LOTE 5

**MasterFlux Plus + Vital Test + Set adicional de mascarillas y circuito**

Precio estándar ~~6.548€~~

Precio del lote

**5.400€**



Art. MF001EMF  
**MasterFlux Digital**  
Aparato para la sedación



Art. MF835ZMF, MF836ZMF, MF837ZMF, MF820ZMF, MF824ZMF  
**Set adicional de mascarillas y circuito**



Art. 11250  
**Vital Test**  
Pulsioxímetro

LOTE 6

**MasterFlux Plus Electronic + Vital Test + Set adicional de mascarillas y circuito**

Precio estándar ~~8.708€~~

Precio del lote

**7.056€**



Art. M0002MPS  
**E-Point**  
Carrito de emergencia

Art. 3002-E  
**Air-Ox**  
Reanimador

LOTE 7

E-Point + Air-Ox +  
TecnoHeart Plus +  
Monitor MD =

Precio estándar ~~7.693€~~

Precio del lote

5.000€



Art. AE003Z12  
**TecnoHeart Plus**  
Desfibrilador semiautomático

Art. 930325  
**Monitor MD**  
Monitor multiparamétrico



Art. AE003Z12  
**TecnoHeart Plus**  
Desfibrilador semiautomático

Art. AE801Z12  
**Caja de fijación mural para Tecno-Heart**

LOTE 8

TecnoHeart +  
Caja de fijación mural para Tecno-Heart =

Precio estándar ~~1.670€~~

Precio del lote

1.400€





Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con tecnología LED



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la aspiración quirúrgica



Art. 1498E  
**Mesa puente**



Art. SB1A305+1ZB3A0006  
**Kit de 50 bolsas desechables + 5 conectores Flovac**

LOTE 9

Orion 40DS +  
Kyri DSS +  
mesa puente =

Precio estándar ~~9.837€~~

Precio del lote

6.500€



Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con tecnología LED



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la aspiración quirúrgica



Art. SB1A305+1ZB3A0006  
**Kit de 50 bolsas desechables + 5 conectores Flovac**

LOTE 10

Orion 40DS +  
Kyri DSS =

Precio estándar ~~9.157€~~

Precio del lote

6.000€



Art. MO001STY  
**Smart Trolley**  
Electro-médico



Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con tecnología LED



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la aspiración quirúrgica



Art. 1498E  
**Mesa Puente**



Art. SB1A305+1ZB3A0006  
**Kit 50 bolsas monouso + 5 conectores Flovac**

LOTE 11

Smart Trolley +  
Orion 40DS + Kyri  
DSS + Mesa Puente =

Precio estándar ~~11.355€~~

Precio del lote

7.900€



**LOTE 12**

**Kyri + Orion40DS  
+ Kyri DSS + mesa  
puente + ErgoSeat**

Precio  
estándar

~~21.111€~~

**Precio del lote**

**14.500€**



Art. LC102LRD

**Orion 40DS**

Lámpara equipada con tecnología LED



Art. PC1..POC

**Kyri**

Unidad operativa quirúrgica inalámbrica



Art. AC001ZB3

**Kyri DSS**

Dispositivo para la  
aspiración quirúrgica

Art. SB1A305+1ZB3A0006

**Kit de 50 bolsas  
desechables +  
5 conectores Flovac**



Art. 1498E

**Mesa puente**



Art. SD1..SED + SD999SED

**ErgoSeat**

Asientos ortopédicos  
profesionales



Art. PC1..POC  
**Kyri**  
Unidad operativa quirúrgica  
inalámbrica



Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con  
tecnología LED



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la  
aspiración quirúrgica

Art. SB1A305+1ZB3A0006  
**Kit de 50 bolsas  
desechables +  
5 conectores Flovac**



Art. 1498E  
**Mesa puente**



Art. M0006STY  
**Station Parking para  
Smart Trolley**



Art. SD1..SED + SD999SED  
**ErgoSeat**  
Asientos ortopédicos  
profesionales

*Médico-eléctrico*



*Intraoperatorio*



*Posoperatorio*



Art. M0001STY+M0002STY+M0014STY  
**Smart Trolley**  
3 Smart Trolley,  
Médico-eléctrico, Intraoperatorio y Posoperatorio

## LOTE 13

**Kyri+ Orion 40DS+  
Kyri DSS+ mesa  
Puente+ ErgoSeat+3  
Smart Trolleys +  
Structure Parking x 4 =**

Precio estándar **~~27.173€~~**

Precio del lote

**18.900€**



Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con  
tecnología LED



Art. PCI..POC  
**Kyri**  
Unidad operativa quirúrgica  
inalámbrica



Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01  
+CA804K01+CA805K01  
**Kyri Cart**  
con jeringa 3F, turbina y micromotor  
NSK LED sin pieza de mano, ultrasonido  
SATELEC con pieza de mano y punta



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la  
aspiración quirúrgica



Art. 1498E  
**Mesa puente**



Art. SD1..SED + SD999SED  
**ErgoSeat**  
Asientos ortopédicos  
profesionales

## LOTE 14

**Kyri + Kyri Cart +  
Orion 40DS + Kyri  
DSS + mesa puente +  
ErgoSeat =**

Precio  
estándar

~~30.329€~~

Precio del lote

**22.500€**



LOTE 15

Kyri + Kyri Cart +  
Kyri DSS + mesa  
puente + Orion 40DS +  
ErgoSeat + 2 Smart  
Trolleys + Structure  
Parking x4 =

Precio  
estándar

~~34.873€~~

Precio del lote

24.900€

Art. PC1..POC

**Kyri**

Unidad operativa quirúrgica  
inalámbrica

Art. LC102LRD

**Orion 40DS**

Lámpara equipada con tecnología LED

Art. AC001ZB3

**Kyri DSS**

Dispositivo para la aspiración  
quirúrgica

Art. SB1A305+IZB3A0006

**Kit de 50 bolsas  
desechables  
+ 5 conectores Flovac**

Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01  
+CA804K01+CA805K01

**Kyri Cart**

con jeringa 3F, turbina y micromotor  
NSK LED sin pieza de mano, ultrasonido  
SATELEC con pieza de mano y punta

Art. M0006STY

**Station Parking para  
Smart Trolley**

Art. M0002STY+M0014STY

**Smart Trolley**

2 Smart Trolley,  
Intraoperatorio y Posoperatorio

Intraoperatorio

Posoperatorio

Art. SD1..SED + SD999SED

**ErgoSeat**

Asientos ortopédicos  
profesionales

Art. 1498E

**Mesa puente**



Art. LC102LRD  
**Orion 40DS**  
Lámpara equipada con tecnología LED



Art. PC1..POC  
**Kyri**  
Unidad operativa quirúrgica inalámbrica



Art. SD1..SED + SD999SED  
**ErgoSeat**  
Asientos ortopédicos profesionales



Art. 1498E  
**Mesa puente**



Art. AC001ZB3  
**Kyri DSS**  
Dispositivo para la aspiración quirúrgica  
Art. SB1A305+1ZB3A0006  
**Kit de 50 bolsas desechables + 5 conectores Flovac**



Art. CA001K01+CA801K01+CA803K01+CA804K01+CA805K01  
**Kyri Cart**  
con jeringa 3F, turbina y micromotor NSK LED sin pieza de mano, ultrasonido SATELEC con pieza de mano y punta



Art. GI001K02  
**Kyri Water Unit**

**LOTE 16**

**Kyri + Orion40DS + Kyri DSS + Kyri Cart + Kyri Water Unit + mesa puente + ErgoSeat =**

Precio estándar

~~33.716€~~

**Precio del lote**

**24.900€**

*Anticipa, asesora y guía el cambio.*

# FABRICAMOS EL FUTURO

*CONSTRUIMOS EL  
FUTURO, DÍA TRAS DÍA,  
IDEA TRAS IDEA.*



FÁBRICA 1



FÁBRICA 2



LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE AUTOCLAVES



Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italia  
Tel. +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • [info@tecnogaz.com](mailto:info@tecnogaz.com)

Todos los derechos reservados. La empresa puede realizar cambios de imágenes o textos sin previo aviso.  
Tecno-Gaz S.p.A. no se hace responsable de los daños derivados de la falta o inexactitud de los datos  
presentes en este documento 00 39 0521.8380. El fin único de las imágenes de los productos es ilustrativo.

Visite nuestra página Web

[www.tecnogaz.com](http://www.tecnogaz.com)

Para más información:

**00 39 0521.8380**

