

ORION TECH

Lampe chirurgicale



VERSION FOURCHE
SIMPLE

CHAMPS ILLUMINÉS

ELLIPTIQUE

20 x 15 cm

CIRCULAIRE

19 et 27 cm

INTENSITÉ LUMINEUSE

130.000 Lux

4.500 - 5.000 K

N° LEDS

29 Leds



Plus
d'informations



Prêt pour une évolution majeure dans l'illumination chirurgicale?

ORION TECH vous propose sa technologie d'éclairage indirecte brevetée qui réduit au minimum les ombres portées et propose une qualité d'éclairage sans précédent.

Orion Tech est lampe chirurgicale spécifiquement développée pour l'usage dentaire, grâce à des caractéristiques calibrées selon les besoins du dentiste.

Orion Tech est une lampe multifonctionnelle qui permet de varier les tailles de champs, donnant la possibilité par simple click de passer du champ dentaire (elliptique 20x15) au champ chirurgical (circulaire 19 et 27 cm).

VERSION DOUBLE
FOURCHE



Orion Tech Lampe chirurgicale



Matériaux de qualité

Écran de protection
en techno-polymère

Source lumineuse protégée

Bras et coupole en **aluminium**

Peinture antibactérienne **certifiée**



Coupole

Fonctionnalité et esthétique

Lignes minimales et formes
avant-gardistes

Hygiène et **facilité de nettoyage**



Champs illuminés

Champ elliptique 20x15 cm


Champ spécialement adapté aux soins dentaires

Champ circulaire 19 cm et 27 cm



Champ large parfait pour les actes chirurgicaux



VERSION FOURCHE SIMPLE



VERSION DOUBLE FOURCHE



LC003LRE
**VERSION SUR
ROULETTE**




LC001LRE
**VERSION PLAFONNIER
DOUBLE FOURCHE**



LC008LRE
**VERSION PLAFONNIER
FOURCHE SIMPLE**



LC005LRE
**VERSION PLAFOND
AVEC DOUBLE LAMPE**



LC006LRE
**BRAS AVEC SUPPORT
POUR CAMÉRA 4K**