

ORION TECH

Lámpara quirúrgica



VERSIÓN DE UNA
HORQUILLA

CAMPOS ILUMINADOS

CAMPO ELÍPTICO

20 x 15 cm

CAMPO CIRCULAR

19 e 27 cm

INTENSIDAD LUMÍNICA

130.000 Lux

TEMPERATURA DE COLOR

4.500 - 5.000 K

Nº LEDS

29 Leds



Más información
¡Encadre y haga clic!



Participa en la revolución de la luz con OrionTech.

Nuestra tecnología patentada de iluminación indirecta elimina las sombras, ofreciendo una iluminación nunca vista antes.

Orion Tech es una lámpara quirúrgica especialmente desarrollada para el uso dental, gracias a características calibradas según las necesidades del dentista.

Orion Tech es una lámpara multifuncional que permite variar los tamaños de campo, dando la posibilidad con un simple click, de pasar de un campo dental (elíptico 20x15) al campo quirúrgico (circular 19 y 27 cm).

VERSIÓN DE DOBLE
HORQUILLA



Orion Tech Lámpara quirúrgica



Materiales de calidad

Pantalla protectora de tecnopolímero

Fuente de luz protegida

Brazos y cúpula de **aluminio**

Pintura **antibacteriana certificada**



Cúpula

Funcionalidad y estética

Líneas minimalistas y formas vanguardistas

Higiénico y **fácil de limpiar**




Campos iluminados

Campo elíptico 20x15 cm
Para tratamientos dentales


Campo circular 19 cm y 27 cm
Para procedimientos quirúrgicos



**VERSIÓN DE UNA
HORQUILLA**



**VERSIÓN DE DOBLE
HORQUILLA**



LC003LRE
**VERSIÓN CON PIE
DE SOPORTE**




LC001LRE
**VERSIÓN DE TECHO
DOBLE HORQUILLA**



LC008LRE
**VERSIÓN DE TECHO
UNA HORQUILLA**



LC005LRE
**VERSIÓN DE TECHO
CON DOBLE LÁMPARA**



LC006LRE
**VERSIÓN COMPATIBLE
CON CÁMARA 4K**