

ORION TECH

Chirurgische Dentalleuchte



EINFACHE
GABELAUSFÜHRUNG

BELEUCHTUNGSFELDER

ELLIPTISCHES FELD

20 x 15 cm

KREISFÖRMIGES FELD

19 und 27 cm

LICHTINTENSITÄT

130.000 Lux

FARBTEMPERATUR

4.500 – 5.000 K

29 Leds



Weitere
Informationen



Werden Sie mit Orion Tech Teil der Beleuchtungsrevolution.

Unsere patentierte Technologie für indirekte Beleuchtung beseitigt Schatten und bietet eine nie zuvor gesehene Beleuchtung.

Orion Tech ist eine chirurgische Lampe, die speziell für den Einsatz in der Zahnmedizin entwickelt wurde und über Eigenschaften verfügt, die auf die Bedürfnisse des Zahnarztes abgestimmt sind.

Orion Tech ist eine Multifunktionslampe, die es ermöglicht, die Größe von Sichtfeldern zu ändern. Es ist mit einem einfachen Klick möglich, zwischen dem Dentalfeld (elliptisch 20x15 cm) und dem chirurgischen Feld (kreisförmig 19 und 27 cm) zu wählen.

DOPPELTE
GABELAUSFÜHRUNG



Orion Tech

Chirurgische Dentalleuchte



Hochwertige Materialien

Schutzschild aus Techno-Polymer

Geschützte **Lichtquelle**

Arm und Kuppel aus **Aluminium**

Zertifizierte antibakterielle Lackierung



Kuppel

Funktionalität und Design

Puristische Linien und **moderne Formen**

Hygiene und **einfache Reinigung**



Beleuchtungsfelder

Elliptisches Feld 20x15 cm


Für zahnärztliche Behandlungen

Kreisförmiges Feld 19 cm und 27 cm



Für chirurgische Behandlungen



**EINFACHE
GABELAUSFÜHRUNG**



**DOPPELTE
GABELAUSFÜHRUNG**



LC003LRE
MOBILE AUSFÜHRUNG




LC001LRE
**DECKENAUSFÜHRUNG
MIT DOPPELTER GABEL**



LC008LRE
**DECKENAUSFÜHRUNG
MIT EINFACHER GABEL**



LC005LRE
**DECKENAUSFÜHRUNG
MIT 2 LAMPEN**



LC006LRE
**MULTIMEDIA-ARM MIT
HALTERUNG FÜR 4K-KAMERA**