

# ORION TECH

## Lampada chirurgica



VERSIONE FORCELLA  
SINGOLA

CAMPI ILLUMINATI

ELLITICO

**20 x 15 cm**

CIRCOLARE REGOLABILE

**19 e 27 cm**

INTENSITÀ LUMINOSA

**130.000 Lux**

TEMPERATURA DI COLORE

**4.500 - 5.000 K**

N° LEDS

**29 Leds**



Più info su  
Orion Tech



### Entra nella rivoluzione della luce con Orion Tech.

La nostra tecnologia brevettata di illuminazione indiretta  
elimina le ombre, offrendo un'illuminazione mai vista prima.

**Orion Tech è una lampada chirurgica sviluppata appositamente per il campo  
odontoiatrico, grazie alle caratteristiche calibrate secondo le necessità del dentista.**

Orion Tech è una lampada multifunzionale che permette di variare la dimensione del campo illuminato, dando la possibilità, con un semplice click, di passare dal campo dentale (ellittico 20x15 cm) al campo chirurgico (circolare regolabile a 19 o 27 cm).

VERSIONE DOPPIA  
FORCELLA



# Orion Tech Lampada chirurgica



## Materiali di qualità

**Schermo protettivo** in tecno polimero

**Sorgente luminosa** protetta

Bracci e cupola in **alluminio**

Vernice **antibatterica** certificata



## Cupola

**Funzionalità** ed estetica

**Linee minimal** e forme all'avanguardia

Igiene e **facilità di pulizia**




## Campi illuminati

**Campo ellittico 20x15 cm**  
per trattamenti odontoiatrici


**Campo circolare 19 cm e 27 cm**  
per procedure chirurgiche




**VERSIONE FORCELLA SINGOLA**



**VERSIONE FORCELLA DOPPIA**



**LC003LRE**  
**VERSIONE A STATIVO FORCELLA SINGOLA**




**LC001LRE**  
**VERSIONE A SOFFITTO FORCELLA DOPPIA**



**LC008LRE**  
**VERSIONE A SOFFITTO FORCELLA SINGOLA**



**LC005LRE**  
**VERSIONE A SOFFITTO DOPPIA LAMPADA**



**LC006LRE**  
**VERSIONE CON SUPPORTO TELECAMERA 4K**